

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Наименование медицинского изделия: «Набор инструментов дентальных для терапевтической стоматологии»

Назначение: Для терапевтических манипуляций

Потенциальный потребитель: Подготовленный профессиональный медицинский персонал, обладающий навыками работы со стоматологическими терапевтическими инструментами. **Область применения**

медицинского изделия: Хирургическая стоматология

Внимание! Изделие не предназначено для использования в бытовых целях.

«Меры предосторожности»:

- Перед применением необходимо осмотреть инструменты на предмет отсутствия механических повреждений. (При наличии трещин, вмятин, сколов инструмент подлежит утилизации).
- Инструменты следует применять строго по их назначению только подготовленным профессиональным медицинским персоналом.
- Изделие поставляется нестерильным. Перед первым применением и после каждого использования требуется процедура очистки, дезинфекции и стерилизации с соблюдением методов и режимов, указанных в разделе «Стерилизация».

Очистка, дезинфекция:

- Извлеките набор из индивидуальной упаковки.
- Осмотрите инструменты. Убедитесь, что они не повреждены (отсутствуют сколы, трещины, заусенцы)
- Обработка и очистка инструментов должна производиться пользователем в защитной повязке, маске и перчатках.
- Инструмент очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла, споласкивают в проточной воде для удаления следов загрязнения
- Инструмент погружают в емкость с дезинфицирующим раствором
- Повторно ополоснуть инструмент в проточной воде в течение 5 минут, затем в дистиллированной воде.
- Перед стерилизацией инструмент сушат горячим воздухом при температуре ($85^{\circ} \pm 2^{\circ}$ C) до полного исчезновения влаги, после этой процедуры раскладывают инструменты в стерилизационные кассеты.

Стерилизация

Метод стерилизации - паровой (водяной насыщенный пар под избыточным давлением, автоклав тип В по ГОСТ Р ИСО 17665): Температура: $132^{\circ}\text{C} \pm 2$, Давление: $0,2 \pm 0,02$ МПа ($2(\pm 0,2)$ кгс/см²) Время экспозиции: 20+2 мин. Цикл стерилизации завершить пост-вакуумной сушкой в течении 10 минут до полного высыхания инструмента.

Не утилизировать вместе с бытовыми отходами. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует исправность изделий при соблюдении условий применения, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации Наборов инструментов составляет 12 месяцев со дня продажи.

Адрес представителя

Общество с ограниченной ответственностью «ДС», «ТК «Дентсистем»)
199178, г.Санкт-Петербург, 5-Я ЛИНИЯ В.О., ДОМ 70, ПОМЕЩЕНИЕ 22/113Н
Тел.(WhatsApp, Telegram): +7(964) 342-33-13 dentsystem.ru@yandex.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Наименование медицинского изделия: «Набор инструментов дентальных для хирургической стоматологии»

Назначение: Элеваторы являются инструментами для удаления зубов и их корней. Элеваторы представлены разнообразными размерами и формами. Представлены основными видами: угловыми, прямыми и штыковидными. Элеваторы прямого типа используют для удаления корней верхней челюсти, реже – нижней.

Потенциальный потребитель: Подготовленный профессиональный медицинский персонал, обладающий навыками работы со стоматологическими терапевтическими инструментами. **Область применения**

медицинского изделия: Хирургическая стоматология

Внимание! Изделие не предназначено для использования в бытовых целях.

«Меры предосторожности»:

- Перед применением необходимо осмотреть инструменты на предмет отсутствия механических повреждений. (При наличии трещин, вмятин, сколов инструмент подлежит утилизации).
- Инструменты следует применять строго по их назначению только подготовленным профессиональным медицинским персоналом.
- Изделие поставляется нестерильным. Перед первым применением и после каждого использования требуется процедура очистки, дезинфекции и стерилизации с соблюдением методов и режимов, указанных в разделе «Стерилизация».

Очистка, дезинфекция:

- Извлеките набор из индивидуальной упаковки.
- Осмотрите инструменты. Убедитесь, что они не повреждены (отсутствуют сколы, трещины, заусенцы)
- Обработка и очистка инструментов должна производиться пользователем в защитной повязке, маске и перчатках.
- Инструмент очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла, споласкивают в проточной воде для удаления следов загрязнения
- Инструмент погружают в емкость с дезинфицирующим раствором
- Повторно ополоснуть инструмент в проточной воде в течение 5 минут, затем в дистиллированной воде.
- Перед стерилизацией инструмент сушат горячим воздухом при температуре ($85^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$) до полного исчезновения влаги, после этой процедуры раскладывают инструменты в стерилизационные кассеты.

Стерилизация

Метод стерилизации - паровой (водяной насыщенный пар под избыточным давлением, автоклав тип В по ГОСТ Р ИСО 17665): Температура: $132^{\circ}\text{C} \pm 2$, Давление: $0,2 \pm 0,02 \text{ МПа}$ ($2(\pm 0,2 \text{ кгс/см}^2)$) Время экспозиции: 20+2 мин. Цикл стерилизации завершить пост-вакуумной сушкой в течении 10 минут до полного высыхания инструмента.

Не утилизировать вместе с бытовыми отходами. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует исправность изделий при соблюдении условий применения, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации Наборов инструментов составляет 12 месяцев со дня продажи.

Адрес представителя

Общество с ограниченной ответственностью «ДС», «ТК «Дентсистем»)
199178, г.Санкт-Петербург, 5-Я ЛИНИЯ В.О., ДОМ 70, ПОМЕЩЕНИЕ 22/113Н
Тел.(WhatsApp, Telegram): +7(964) 342-33-13 dentsystem.ru@yandex.ru