



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ


ИМПЛАНТАТЫ SNUCone (Южная Корея)

Narrow



Conical 11°

SNUCone AF+I SNUCone AF+II




Regular



Conical 11°

SNUCone AF+I SNUCone AF+II



- Коническое соединение 11° с шестигранником Ø2.1мм(mini) Ø2.5мм(regular).
- Имплантаты SNUCone изготовлены из чистого титана TiGrade 4.
- Поверхность SLA, от немецкого партнера KONUSPEED, ускоряющая остеоинтеграцию.
- Двойная самонарезная резьба, минимизирующая травматизм при имплантации и ускоряющая процедуру установки имплантата в два раза.
- Длинный конус, надежно защищающий костную ткань от инфицирования и предотвращающий появление неприятного запаха изо рта.
- Предотвращение разрушения костной ткани благодаря субкостальной установке имплантата.
- Безболезненная и безопасная имплантация, которая обеспечивается применением специальных фрез, которые оказывают минимальное воздействие на костную ткань за счет отсутствия перегрева.

SNUCone AF+I размеры

Ø3.5mm	Ø4.0mm	Ø4.3mm	Ø4.8mm	Ø5.3mm	Ø5.8mm	Ø6.3mm	Ø6.8mm
-	-	7.0mm	7.0mm	7.0mm	7.0mm	7.0mm	7.0mm
8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
9.0mm	9.0mm	9.0mm	-	-	-	-	-
10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
11.0mm	11.0mm	11.0mm	-	-	-	-	-
12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm
14.0mm	14.0mm	14.0mm	-	-	-	-	-

SNUCone AF+II размеры

Ø3.5mm	Ø4.0mm	Ø4.3mm	Ø4.8mm
-	-	7.0mm	7.0mm
8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
9.0mm	9.0mm	9.0mm	-
10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
11.0mm	11.0mm	11.0mm	-
12.0mm	12.0mm	12.0mm	12.0mm
14.0mm	14.0mm	-	-

Формирователи



Формирователь десны
Платформа **mini**
Ø4.5

15H/cm

АНАМ-4510 Н 3.0 mm
АНАМ-4520 Н 5.0 mm
АНАМ-4530 Н 6.0 mm
Ø5.5

АНАМ-5010 Н 3.0 mm
АНАМ-5030 Н 6.0 mm



Формирователь десны
Платформа **regular**
Ø4.5

15H/cm

АНА-4510 Н 3.5 mm
АНА-4515 Н 4.0 mm
АНА-4525 Н 5.0 mm
АНА-4535 Н 6.0 mm
АНА-4545 Н 7.0 mm
АНА-4555 Н 8.0 mm
Ø5.5

АНА-5510 Н 3.5 mm
АНА-5515 Н 4.0 mm
АНА-5525 Н 5.0 mm
АНА-5535 Н 6.0 mm
АНА-5545 Н 7.0 mm
АНА-5555 Н 8.0 mm
Ø6.5

АНА-6510 Н 3.5 mm
АНА-6515 Н 4.0 mm
АНА-6525 Н 5.0 mm
АНА-6535 Н 6.0 mm
АНА-6545 Н 7.0 mm
АНА-6555 Н 8.0 mm

Формирователи



Формирователь десны
Платформа **regular**
Ø7.5

АНА-7535 Н 6.0 mm
АНА-7545 Н 7.0 mm
АНА-7555 Н 8.0 mm
Ø8.5

АНА-8535 Н 6.0 mm
АНА-8545 Н 7.0 mm
АНА-8555 Н 8.0 mm
Ø9.5

АНА-9535 Н 6.0 mm
АНА-9545 Н 7.0 mm
АНА-9555 Н 8.0 mm

Аналоги



Аналог имплантата
Платформа **mini**
ACLAM



Аналог имплантата
Платформа **regular**
ACLA



Трансферы



Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0

ACIPHM-40S Н 10.0 mm
ACIPHM-40L Н 14.0 mm



Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **regular**
Ø4.5

ACIPH-45S Н 11.0 mm
ACIPH-45L Н 14.0 mm
Ø5.5

10H/cm

ACIPH-55S Н 11.0 mm
ACIPH-55L Н 14.0 mm
Ø6.5

ACIPH-65S Н 11.0 mm
ACIPH-65L Н 14.0 mm



Трансфер для закрытой
ложки с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0

ACITHM-40S Н 9.0 mm
ACITHM-40L Н 11.0 mm



Трансфер для закрытой
ложки с шестигранником
Платформа **regular**
Ø4.5

10H/cm

ACITH-45S Н 8.0 mm
ACITH-45L Н 11.0 mm
Ø5.5

ACITH-55S Н 8.0 mm
ACITH-55L Н 11.0 mm

Абатменты



Абатмент прямой
титановый
с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.5 H5.5

30H/cm

ACHAM-4510-5 Н 1.0 mm
ACHAM-4520-5 Н 2.0 mm
ACHAM-4530-5 Н 3.0 mm
ACHAM-4540-5 Н 4.0 mm
Ø5.0 H5.5

ACHAM-5010-5 Н 1.0 mm
ACHAM-5020-5 Н 2.0 mm
ACHAM-5030-5 Н 3.0 mm
ACHAM-5040-5 Н 4.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5 H7.0

ACHA-4510-7 Н 1.0 mm
ACHA-4515-7 Н 1.5 mm
ACHA-4525-7 Н 2.5 mm
ACHA-4535-7 Н 3.5 mm
ACHA-4545-7 Н 4.5 mm
ACHA-4555-7 Н 5.5 mm
Ø5.5 H7.0

ACHA-5510-7 Н 1.0 mm
ACHA-5515-7 Н 1.5 mm
ACHA-5525-7 Н 2.5 mm
ACHA-5535-7 Н 3.5 mm
ACHA-5545-7 Н 4.5 mm
ACHA-5555-7 Н 5.5 mm
Ø6.5 H7.0

ACHA-6510-7 Н 1.0 mm
ACHA-6515-7 Н 1.5 mm
ACHA-6525-7 Н 2.5 mm
ACHA-6535-7 Н 3.5 mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SNUCone

Абатменты



Абатмент угловой **15°**
титановый
с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0

30H/CM

ACAM-40215 Н 2.0 mm
ACAM-40415 Н 4.0 mm
ACAM-40615 Н 6.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5

ACA-45215 Н 2.0 mm
ACA-45415 Н 4.0 mm
Ø5.5

ACA-55215 Н 2.0 mm
ACA-55415 Н 4.0 mm

Абатмент угловой **25°**
титановый
с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0

ACAM-40225 Н 2.0 mm
ACAM-40425 Н 4.0 mm
ACAM-40625 Н 6.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5

ACA-45225 Н 2.0 mm
ACA-45425 Н 4.0 mm
Ø5.5

ACA-55225 Н 2.0 mm
ACA-55425 Н 4.0 mm

Абатменты



Абатмент временный
титановый
Платформа **mini**
Ø4.0

30H/CM

с шестигранником
ATTANM-4010 Н 1.0 mm
без шестигранника
ATTANM-4010 Н 1.0 mm



Платформа **regular**
Ø4.5

30H/CM

с шестигранником
ATTAN-4010 Н 1.0 mm
без шестигранника
ATTAN-4010 Н 1.0 mm



Абатмент приливаемый
CoCr
Платформа **mini**
Ø4.0

с шестигранником
ACCNAM Н 1.0 mm
без шестигранника
ACCNAM Н 1.0 mm



Платформа **regular**
Ø4.5

30H/CM

с шестигранником
ACCNA Н 1.0 mm
без шестигранника
ACCNA Н 1.0 mm

Абатменты



25H/CM

Абатмент шаровидный
титановый
Платформа **mini**
Ø4.0

AOAM-2805 Н 0.5 mm
AOAM-4020 Н 2.0 mm
AOAM-4040 Н 4.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5

AOA-3405 Н 0.5 mm
AOA-4520 Н 2.0 mm
AOA-4540 Н 4.0 mm



Колпачок шаровидного
абатмента **OR**



Вставка в колпачок
ORING



Адаптер для установки
шаровидного абатмента
OD-L

Мульти-юнит



30H/CM

Мульти-юнит прямой
Платформа **mini**
Ø4.9

ASPAM-4010 Н 1.0 mm
ASPAM-4020 Н 2.0 mm
ASPAM-4030 Н 3.0 mm
ASPAM-4040 Н 4.0 mm

Мульти-юнит



30H/CM

Мульти-юнит прямой
Платформа **regular**
Ø4.9

ASPA-4010 Н 1.0 mm
ASPA-4020 Н 2.0 mm
ASPA-4030 Н 3.0 mm
ASPA-4040 Н 4.0 mm



30H/CM

Мульти-юнит угловой
Платформа **mini**
Ø4.9

17° **AASA-4515** Н 3.5 mm
30° **AASA-4530** Н 3.5 mm
Платформа **regular**
Ø4.9

17° **AASA-5515** Н 3.5 mm
30° **AASA-5530** Н 3.5 mm



30H/CM

Трансфер мульти-юнит
для открытой ложки
Ø4.9

ASCIPN-45 Н 9.0 mm



10H/CM

Трансфер мульти-юнит
для закрытой ложки
Ø4.9

ASITN-45 Н 9.0 mm



ФДМ **ASICC-45**

Аналог мульти-юнит
ASIA-45



Временный абатмент
мульти-юнит
ASITCN-45

ИМПЛАНТАТЫ MeDent Delta Implants (Германия)

mini MeDent Delta



Conical 11°



Коническое соединение с шестигранником Ø2.1мм. Двойная резьба с шагом 0,8мм способствует первичной стабилизации. Соединение имплантата и абатмента разработано на основе конуса Морзе и уже давно зарекомендовало себя в премиум системе Astra Tech (Швеция). Покрытие имплантата RBM.


Ø3.0mm Ø3.5mm

8.5mm	8.5mm
10.0mm	10.0mm
11.5mm	11.5mm
13.0mm	13.0mm
15.0mm	15.0mm

regular MeDent Delta



Conical 11°



Коническое соединение с шестигранником Ø2.5мм. Двойная резьба с шагом 0,8мм способствует первичной стабилизации. Соединение имплантата и абатмента разработано на основе конуса Морзе и уже давно зарекомендовало себя в премиум системе Astra Tech (Швеция). Покрытие имплантата RBM.

Ø4.0mm Ø4.5mm Ø5.0mm Ø6.0mm

7.0mm	7.0mm	7.0mm	7.0mm
8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm
10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
13.0mm	13.0mm	13.0mm	13.0mm
15.0mm	15.0mm	15.0mm	15.0mm

N MeDent Delta N



Conical 11°



Коническое соединение с шестигранником Ø2.1мм и Ø2.5мм. Линейка инвазивных дентальных имплантатов для кости D3 и D4. Соединение имплантата и абатмента разработано на основе конуса Морзе и уже давно зарекомендовало себя в премиум системе Astra Tech (Швеция). Покрытие имплантата RBM.

Ø4.0mm Ø4.5mm Ø5.0mm

8.0mm	8.0mm	8.0mm
10.0mm	10.0mm	10.0mm

Диаметр основания тела имплантата 3,3mm

Ø6.0mm
8.0mm

Диаметр основания тела имплантата 3,8mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ MeDent Delta

Формирователи



15H/CM

Формирователь десны

Платформа **mini**

Ø4.0

HA403M H 3.0 mm

HA404M H 4.0 mm

HA405M H 5.0 mm

HA407M H 7.0 mm

Ø4.5

HA453M -3mm

HA454M -4mm

HA455M -5mm

HA457M -7mm

Платформа **regular**

Ø4.5

HA453 H 3.0 mm

HA454 H 4.0 mm

HA455 H 5.0 mm

HA457 H 7.0 mm

Ø5.5

HA553 H 3.0 mm

HA554 H 4.0 mm

HA555 H 5.0 mm

HA557 H 7.0 mm

Ø6.5

HA653 H 3.0 mm

HA654 H 4.0 mm

HA655 H 5.0 mm

HA657 H 7.0 mm

Аналоги



Аналог имплантата

Платформа **mini**

A35M

Платформа **regular**

A45

Трансферы



15H/CM

Трансфер для открытой

ложки с шестигранником

Платформа **mini**

Ø4.0

MTO4010M H 10.0 mm

MTO4014M H 14.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

MTO4510 H 10.0 mm

MTO4514 H 14.0 mm



15H/CM

Трансфер для закрытой

ложки с шестигранником

Платформа **mini**

Ø4.0

MTC4010M H 10.0 mm

MTC4014M H 14.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

MTC4510 H 10.0 mm

MTC4514 H 14.0 mm



Абатменты



Абатмент временный

титановый

Платформа **mini**

Ø4.0

с шестигранником

TA401HM H 1.0 mm

без шестигранника

TA401NM H 1.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

с шестигранником

TA401H H 1.0 mm

без шестигранника

TA401N H 1.0 mm



Абатмент прямой

титановый

с шестигранником

Платформа **mini**

Ø4.5

SA451M H 1.0 mm

SA452M H 2.0 mm

SA453M H 3.0 mm

SA454M H 4.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

SA451 H 1.0 mm

SA452 H 2.0 mm

SA453 H 3.0 mm

SA454 H 4.0 mm

Ø5.5

SA551 H 1.0 mm

SA552 H 2.0 mm

SA553 H 3.0 mm

SA554 H 4.0 mm

Абатменты



Абатмент угловой 15°

титановый

с шестигранником

Платформа **mini**

Ø4.5

AA45151M H 1.0 mm

AA45152M H 2.0 mm

AA45153M H 3.0 mm

AA45154M H 4.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

AA45151 H 1.0 mm

AA45152 H 2.0 mm

AA45153 H 3.0 mm

AA45154 H 4.0 mm

Абатмент угловой 25°

титановый

с шестигранником

Платформа **mini**

Ø4.5

AA45251M H 1.0 mm

AA45252M H 2.0 mm

AA45253M H 3.0 mm

AA45254M H 4.0 mm

Платформа **regular**

Ø4.5

AA45251 H 1.0 mm

AA45252 H 2.0 mm

AA45253 H 3.0 mm

AA45254 H 4.0 mm

Абатменты



Абатмент пластиковый
Платформа **mini**
Ø4.5

с шестигранником
PA451HM Н 1.0 mm
без шестигранника
PA451NM Н 1.0 mm



Платформа **regular**
Ø4.5

с шестигранником
PA451H Н 1.0 mm
без шестигранника
PA451N Н 1.0 mm

10H/CM



Титановая база
Платформа **mini**
Ø4.5

с шестигранником
TA451HM Н 1.0 mm
без шестигранника
TA451NM Н 1.0 mm

30H/CM

Платформа **regular**
Ø4.5

с шестигранником
TA451H Н 1.0 mm
без шестигранника
TA451N Н 1.0 mm

Абатменты



Абатмент шаровидный
титановый
Платформа **regular**
Ø4.5

BA0610 Н 1.0 mm
BA0620 Н 2.0 mm
BA0630 Н 3.0 mm
BA0640 Н 4.0 mm
BA0650 Н 5.0 mm
BA0660 Н 6.0 mm

30H/CM



Колпачок шаровидного
абатмента **MC**



Силиконовая матрица
SS C

Мульти-Юниты



30H/CM

Мульти-юнит прямой
Платформа **mini**
Ø4.8

MU481M Н 1.0 mm
MU482M Н 2.0 mm
MU483M Н 3.0 mm
MU484M Н 4.0 mm
MU485M Н 5.0 mm
Платформа **regular**
Ø4.8

MU481 Н 1.0 mm
MU482 Н 2.0 mm
MU483 Н 3.0 mm
MU484 Н 4.0 mm
MU485 Н 5.0 mm

Мульти-Юниты



Мульти-юнит угловой
Платформа **mini**
Ø4.8

17° **MU171M** Н 1.5 mm
17° **MU172M** Н 2.5 mm
30° **MU301M** Н 1.5 mm
30° **MU302M** Н 2.5 mm


30H/CM

Платформа **regular**
Ø4.8

17° **MU171** Н 1.5 mm
17° **MU172** Н 2.5 mm
30° **MU301** Н 1.5 mm
30° **MU302** Н 2.5 mm



Формирователь для
мультиабатмента
MUNA



10H/CM

Трансфер к
мультиабатменту
MUOTC



Аналог
мультиабатмента
MUA

Мульти-Юниты



Ключ для
мультиабатмента
MUK



Пластиковый
колпачок
с шестигранником
MUPAN



Пластиковый
колпачок
без шестигранника
MUPAN

10H/CM

Абатменты



Абатмент приливаемый
CoCr
Платформа **mini**
Ø4.0

с шестигранником
CCNAM Н 1.0 mm
без шестигранника
CCNAM Н 1.0 mm



Платформа **regular**
Ø4.5

с шестигранником
CCNA Н 1.0 mm
без шестигранника
CCNA Н 1.0 mm

30H/CM


ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ MeDent

Пилотные сверла $\varnothing 2.2$ Сверла $\varnothing 2.2$ Сверла $\varnothing 3.5$ Сверла $\varnothing 4.5$ Сверла $\varnothing 5.0$ 

Пин параллельности



Имплантоводы под наконечник



HHD N отвертка



HHD S отвертка



MD пилотное сверло




DE удлинитель сверла



Динамометрический ключ MeDent

TR Nano




Имплантоводы под ключ MeDent

ID N короткий



ID S короткий



ID N длинный



ID S длинный



ИМПЛАНТАТЫ MeDent Beta (Германия)



Классическое шестигранное
соединение Ø2.45мм. Двойная
агрессивная резьба.
Платформа 3.75.
Покрывание имплантата RBM.

Ø3.5mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø5.0mm
8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
10.0mm	10.0mm	10.0mm	10.0mm
11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
13.0mm	13.0mm	13.0mm	13.0mm
16.0mm	16.0mm	16.0mm	16.0mm

Аналоги



08A37

Абатменты



08SA459 - 9 mm
08SA459L - 12 mm
абатмент прямой



08SA451 - уступ 1
08SA452 - уступ 2
08SA453 - уступ 3
08SA454 - уступ 4
абатмент прямой с
уступом



08AA45159 стандарт
08AA4515L длинный
абатмент угловой 15°



08AA45151 - уступ 1
08AA45152 - уступ 2
08AA45153 - уступ 3
08AA45154 - уступ 4
абатмент угловой 15°
с уступом



08AA45251 - уступ 1
08AA45252 - уступ 2
08AA45253 - уступ 3
08AA45254 - уступ 4
абатмент угловой 25°
с уступом

Абатменты



08AA4525L стандарт
абатмент угловой 25°
08AA4535L стандарт
абатмент угловой 35°
08AA4545L стандарт
абатмент угловой 45°



абатмент пластиковый
08PA3811 HEX
08PAN3811 NON HEX




абатмент временный
титановый
08TA451 HEX
08TA451N NON HEX



08BL421 - высота 1 mm
08BL422 - высота 2 mm
08BL423 - высота 3 mm
08BL424 - высота 4 mm
08BL425 - высота 5 mm
08BL426 - высота 6 mm



08МСВ
металлический колпачок



08SM
силиконовая матрица



08TBNT450
основание
с шестигранником
08TBNTN450
основание
без шестигранника

Формирователи



08HA4620 - высота 2 mm
08HA4630 - высота 3 mm
08HA4640 - высота 4 mm
08HA4650 - высота 5 mm
08HA4660 - высота 6 mm
Формирователь Ø4.6



08HA5530 - высота 3 mm
08HA5550 - высота 5 mm
Формирователь Ø5.5




08HA3830 - высота 3 mm
08HA3850 - высота 5 mm
Формирователь Ø3.8

Трансферы



08ОТ4214 - трансфер
для открытой ложки 14 mm



08ОТ4212 - трансфер
для открытой ложки 12 mm



08ОТ4212 - трансфер
для закрытой ложки 10 mm



08СТ4210 - трансфер
клипса для закрытой ложки
10 mm

P1 Dental Implant



Шестигранное соединение Ø2.45мм.
Двойная плотная резьба с шагом
2х1,25мм способствует первичной
стабилизации. Присутствует микро-
резьба в коронарной части имплантата.
В обработке имплантатов SGS Dental
использована запатентованная
технология SBTC®(BONIT).

Ø3.2mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø5.0mm	Ø6.0mm
-	-	-	6mm	6mm
8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
16mm	16mm	16mm	16mm	16mm

P7 Dental Implant



Шестигранное соединение Ø2.45мм.
Широкий резьбовой шаг 2х2,4мм
способствует первичной
стабилизации. Присутствует микро-
резьба в коронарной части имплантата.
В обработке имплантатов SGS Dental
использована запатентованная
технология SBTC®(BONIT).

Ø3.2mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø4.5mm	Ø5.0mm	Ø6.0mm
-	-	-	6mm	6mm	6mm
8mm	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
16mm	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SGS для P1 и P7 (Platform 3.75)

формирователи



H - 3.75

2 mm (ref: M10472)
3 mm (ref: M10473)
4 mm (ref: M10474)
5 mm (ref: M10475)
6 mm (ref: M10476)

Ø 4,7



HW - 3.75

3 mm (ref: M10583)
5 mm (ref: M10585)

ШИРОКИЙ

Ø 5,8



HN - 3.75

3 mm (ref: M10383)
5 mm (ref: M10385)

УЗКИЙ

Ø 3,8

15Н/см

аналог



A1 - 3.75

12 mm (ref: M08)

трансферы



T1 - 3.75

15 mm (ref: M7615)
открытая ложка



T5 - 3.75

11 mm (ref: M7611)
открытая ложка



T4 - 3.75

15 mm (ref: M7615H)
открытая ложка
УЗКИЙ



T6 - 3.75

11 mm (ref: M76115)
открытая ложка
УЗКИЙ КОРОТКИЙ



T8 - 3.75

15 mm (ref: M76155)
открытая ложка
УЗКИЙ

10Н/см

трансферы



T1 - 3.75

9 mm (ref: M779)
закрытая ложка



T7 - 3.75

9 mm (ref: M7795)
закрытая ложка
УЗКИЙ

10Н/см



T2 - 3.75

9 mm (ref: M78)
закрытая ложка
КЛИПСА



T3 - 3.75

h=7 mm уступ 1 mm (ref: M791)
h=9 mm уступ 2 mm (ref: M792)
h=11 mm уступ 3 mm (ref: M793)
h=13 mm уступ 4 mm (ref: M794)
закрытая ложка - абатмент

30Н/см

абатменты



S1 - 3.75

9 mm (ref: M119)
12 mm (ref: M1112)
абатмент прямой



S1A - 3.75

1 mm (ref: M121)
2 mm (ref: M122)
3 mm (ref: M123)
4 mm (ref: M124)
абатмент прямой с уступом



S2 - 3.75, 15°

11 mm (ref: M131511)

S2L - 3.75, 15°

15 mm (ref: M131515)

абатмент угловой 15°



S2 - 3.75, 25°

11 mm (ref: M132511)

S2L - 3.75, 25°

15 mm (ref: M132515)

абатмент угловой 25°



S2 - 3.75, 35°

11 mm (ref: M133511)

абатмент угловой 35°

S2 - 3.75, 45°

11 mm (ref: M134515)

абатмент угловой 45°

30Н/см

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SGS для P1 и P7 (Platform 3.75)

абатменты

**S2A - 3.75, 15°**

1 mm (ref: M15151)
2 mm (ref: M15152)
3 mm (ref: M15153)
4 mm (ref: M15154)
абатмент угловой
15°с уступом

**S2A - 3.75, 25°**

1 mm (ref: M15251)
2 mm (ref: M15252)
3 mm (ref: M15253)
4 mm (ref: M15254)
абатмент угловой
25°с уступом

30H/CM

**S1PNH - 3.75**

11 mm (ref: M82)
абатмент пластиковый
прямой
с шестигранником

**S1PN - 3.75**

11 mm (ref: M81)
абатмент пластиковый
прямой
без шестигранника

10H/CM

ВИНТ

**S1a**

(ref: 110)
ВИНТ

абатменты

**S3 - 3.75**

1 mm (ref: M201)
2 mm (ref: M202)
3 mm (ref: M203)
4 mm (ref: M204)
5 mm (ref: M205)
6 mm (ref: M206)
абатмент шариковый
с уступом

30H/CM

**S3a**

металлический колпачок
(ref: C21)

**S3b**

силиконовая матрица
(ref: C23)

ТИТАНОВЫЕ БАЗЫ

**STC - 3.75**

(ref: M108)

**STCN - 3.75**

(ref: M109)

30H/CM

**SPC - 3.75, 11**

(ref: M107)
скан абатмент

10H/CM

локаторы

**S8 - 3.75**

1 mm (ref: M451)
2 mm (ref: M452)
3 mm (ref: M453)
4 mm (ref: M454)
5 mm (ref: M455)
6 mm (ref: M456)

30H/CM

**S8 - 3.75, 15°**

1.5 mm (ref: M461515)
3 mm (ref: M46153)

30H/CM

**T1-S8**

(ref: C48)

**A1-S8**

(ref: C49)

Magic Tool

(ref: C55)

**Set S8**

Металлический
колпачок (ref: C50)
Силиконовая
матрица стандарт
(ref: C52)
Силиконовая
матрица жесткая
(ref: C51)

Мульти-Юниты
The-One**S16 - 3.75**

1 mm (ref: M641)
2 mm (ref: M642)
3 mm (ref: M643)
4 mm (ref: M644)
5 mm (ref: M644)
Мульти-Юнит
абатмент прямой
с уступом

30H/CM

**S17 - 3.75, 17°**

1 mm (ref: M65171)
2 mm (ref: M65172)
3 mm (ref: M65173)
4 mm (ref: M65174)
5 mm (ref: M65175)

30H/CM

S17 - 3.75, 30°

1 mm (ref: M65301)
2 mm (ref: M65302)
3 mm (ref: M65303)
4 mm (ref: M65304)
5 mm (ref: M65305)

S17 - 3.75, 45°

1 mm (ref: M65301)
2 mm (ref: M65302)
3 mm (ref: M65303)
4 mm (ref: M65304)
5 mm (ref: M65305)
Мульти-Юнит
абатмент угловой
с уступом

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ SGS для P1 и P7 (Platform 3.75)

Мульти-Юниты The-One

H-S16/S17
Формирователь десны
multi-unit (ref: C66)
15H/см

T1-S16/S17
Трансфер
multi-unit (ref: C67)
10H/см

A1-S16/S17
Аналог
multi-unit (ref: C68)

T-S16/S17
Временный титановый
абатмент multi-unit
(ref: C69)
25H/см

P-S16/S17
Пластиковый абатмент
multi-unit
(ref: C71) ○
(ref: C85) ○
10H/см

P-S16/S17
Пластиковый
абатмент
multi-unit
(ref: C38)
25H/см

K5 - 0
имплантовод 0 mm
(ref: B50)

K5 - 9
имплантовод 9 mm
(ref: B59)

K5 - 15
имплантовод 15 mm
(ref: B515)

K8 - 23
имплантовод 23 mm
(ref: B823)

K8 - 28
имплантовод 28 mm
(ref: B828)

K1 - 9
отвертка для винта
1,25 mm h=9 mm
(ref: B19)

K1 - 15
отвертка для винта
1,25 mm h=15 mm
(ref: B115)

K2 - 9
отвертка для винта
1,25 mm h=9 mm
(ref: B29)

K2 - 15
отвертка для винта
1,25 mm h=15 mm
(ref: B215)

K9 - 23
отвертка для винта
1,25 mm h=23 mm
(ref: B923)

R8
ключ реверсионный

R8T
ключ динамометрический

D9
рукоятка для введения во
фронтальную зону



SK
Набор хирургический

DP
пин параллельности
L=20 mm (ref: C8920)
L=27 mm (ref: C8927)

DRF - 5.5
(ref: C9055)

DRF - 4.5
(ref: C9045)

DRF - 4.0
(ref: C9040)

DRF - 3.7
(ref: C9037)

DRF - 3.2
(ref: C9032)

DRF - 2.8
(ref: C9055)

DRF - 2.5
(ref: C9025)

DR - 2.0
(ref: C992)

DR - 1.5
(ref: C9215)



Аналоги



Аналог имплантата
09A45

Формирователи



15H/см

Формирователь десны
Ø4.0
09HA4035 H 3.5 mm
09HA4050 H 5.0 mm
09HA4070 H 7.0 mm
Ø4.5
09HA4520 H 2.0 mm
09HA4535 H 3.5 mm

09HA4550 H 5.0 mm
09HA4570 H 7.0 mm
Ø5.5
09HA5520 H 2.0 mm
09HA5535 H 3.5 mm
09HA5550 H 5.0 mm
09HA5570 H 7.0 mm
Ø6.0
09HA6030 H 3.0 mm
09HA6040 H 4.0 mm
09HA6050 H 5.0 mm
09HA6060 H 6.0 mm
09HA6070 H 7.0 mm
Ø6.5
09HA6520 H 2.0 mm
09HA6535 H 3.5 mm
09HA6550 H 5.0 mm
09HA6570 H 7.0 mm

Трансферы



10H/см

Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Ø4.5
09OT4507 H 7.0 mm
09OT4511 H 11.0 mm
09OT4515 H 15.0 mm
Ø5.5
09OT5511 H 11.0 mm
09OT5515 H 15.0 mm



10H/см

Трансфер для закрытой
ложки с шестигранником
Ø4.5
09CT4511 H 11.0 mm

Абатменты



30H/см

Абатмент прямой
титановый
с шестигранником
Ø4.5

09SA4510 H 1.0 mm
09SA4515 H 1.5 mm
09SA4525 H 2.5 mm
09SA4535 H 3.5 mm



30H/см

Абатмент угловой 15°
титановый
с шестигранником
Ø4.5

09AA45151 H 1.0 mm
09AA45152 H 2.0 mm
09AA45153 H 3.0 mm

Абатмент угловой 25°
титановый
с шестигранником
Ø4.5

09AA45152 H 2.0 mm
09AA45153 H 3.0 mm
09AA45154 H 4.0 mm



30H/см

Абатмент временный
титановый
Ø4.5
с шестигранником
09TA401 H 1.0 mm
без шестигранника
09TA401N H 1.0 mm



10H/см

Абатмент пластиковый
Ø4.5
с шестигранником
09PA401 H 1.0 mm
без шестигранника
09PA401N H 1.0 mm



30H/см

Абатмент приливаемый
CoCr
Ø4.5
с шестигранником
09PTC4512 H 1.0 mm
без шестигранника
09PTC4512N H 1.0 mm

Титановые базы



30H/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
с шестигранником
09TBGMHS4213 H 1.3 mm
09TBGMHS4220 H 2.0 mm
09TBGMHS4230 H 3.0 mm



30H/см

без шестигранника
09TBGMNHS4213 H 1.3 mm
09TBGMNHS4220 H 2.0 mm
09TBGMNHS4230 H 3.0 mm



30H/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом NT Trading
с шестигранником
09TBNT H 1.0 mm
без шестигранника
09TBNTN H 1.0 mm

Абатменты



Абатмент шаровидный
титановый

Ø3.5

11BOR3510 Н 1.0 mm
11BOR3520 Н 2.0 mm
11BOR3530 Н 3.0 mm
11BOR3540 Н 4.0 mm
11BOR3550 Н 5.0 mm
11BOR3560 Н 6.0 mm

30Н/см



Абатмент шаровидный
титановый

Ø4.5

09BA4510 Н 1.0 mm
09BA4520 Н 2.0 mm
09BA4530 Н 3.0 mm
09BA4540 Н 4.0 mm
09BA4550 Н 5.0 mm



Колпачок шаровидного
абатмента **MCB**



Матрица силиконовая
MS

Локаторы




Локатор прямой

Ø3.75

11LOR1 Н 1.0 mm
11LOR2 Н 2.0 mm
11LOR3 Н 3.0 mm
11LOR4 Н 4.0 mm
11LOR5 Н 5.0 mm
11LOR6 Н 6.0 mm
11LOR7 Н 7.0 mm


30Н/см



Локатор угловой 17°
Ø3.75

11LA171 Н 1.0 mm
11LA172 Н 2.0 mm
11LA173 Н 3.0 mm

30Н/см



Локатор угловой 30°
Ø3.75

11LA301 Н 1.0 mm
11LA302 Н 2.0 mm
11LA303 Н 3.0 mm



Аналог Локатора
LA



Силиконовая
матрица стандарт
SMLS



Силиконовая
матрица жесткая
SMLH



Силиконовая
матрица лабораторная
LML



Металлический
колпачок
MCL



Моделировочное
кольцо
LMR


Мульти-Юниты универсальные винт 1.4



Мульти-юнит прямой
Ø4.8

11MU01R Н 1.0 mm
11MU02R Н 2.0 mm
11MU03R Н 3.0 mm
11MU04R Н 4.0 mm


30Н/см



Мульти-юнит угловой 17°
Ø4.8

11MU1725R Н 1.5 mm
11MU1730R Н 2.0 mm
11MU1735R Н 2.5 mm
11MU1740R Н 3.0 mm

30Н/см



Мульти-юнит прямой
Ø4.8

11MU01RG Н 1.0 mm
11MU02RG Н 2.0 mm
11MU03RG Н 3.0 mm
11MU04RG Н 4.0 mm

30Н/см



Мульти-юнит угловой 17°
Ø4.8

11MU1725RG Н 1.5 mm
11MU1730RG Н 2.0 mm
11MU1735RG Н 2.5 mm
11MU1740RG Н 3.0 mm



Мульти-юнит угловой 30°
Ø4.8

11MU3035RG Н 1.5 mm
11MU3040RG Н 2.0 mm
11MU3045RG Н 2.5 mm

30Н/см



Аналог Мульти-Юнита
Ø4.8

11MUAM



Формирователь для
Мульти-Юнита


Ø4.8 H5.0
11MUHM



Трансфер для
Мульти-Юнита

Ø4.8 H11.0
11MUTM

10Н/см



Титановая манжета для
Мульти-Юнита

без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN

30Н/см

с шестигранником
Ø4.8 H11.0
11MUTSH

 Пластиковая манжета для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN
20H/CM

 Локатор переходник для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5
11MULC
30H/CM

 Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTB
30H/CM

 Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTBG
30H/CM

 Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSM
30H/CM

 Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSMG
30H/CM

 Абатмент приливаемый для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8
11MUPT
30H/CM

 Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUSBSM
10H/CM

 Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUSB
10H/CM

 Аналог (Digital) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUDASM
10H/CM

 Винт (Direct) для Мульти-Юнита крепление мостовидного протеза без титанового основания и клея
11MUCON
20H/CM

Мульти-Юниты совместимые с оригиналом Dentium винт 1.8

 Мульти-юнит прямой
Ø4.5
09MU04510 H 1.0 mm
09MU04515 H 1.5 mm
09MU04525 H 2.5 mm
09MU04535 H 3.5 mm
09MU04545 H 4.5 mm
30H/CM

 Мульти-юнит прямой
Ø4.5
09MU04510G H 1.0 mm
09MU04515G H 1.5 mm
09MU04525G H 2.5 mm
09MU04535G H 3.5 mm
09MU04545G H 4.5 mm
30H/CM

 Мульти-юнит прямой
Ø5.5
09MU05515 H 1.5 mm
09MU05525 H 2.5 mm
09MU05535 H 3.5 mm
30H/CM

 Мульти-юнит прямой
Ø5.5
09MU05515G H 1.5 mm
09MU05525G H 2.5 mm
09MU05535G H 3.5 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **15°** без шестигранника
Ø4.5
09MU1510N H 1.0 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **15°** без шестигранника
Ø4.5
09MU1510NG H 1.0 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **15°** с шестигранником
Ø4.5
09MU1510 H 1.0 mm
09MU1520 H 2.0 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **15°** с шестигранником
Ø4.5
09MU1510G H 1.0 mm
09MU1520G H 2.0 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **30°** с шестигранником
Ø4.5
09MU3010 H 1.0 mm
09MU3020 H 2.0 mm
30H/CM

 Мульти-юнит угловой **30°** с шестигранником
Ø4.5
09MU3010G H 1.0 mm
09MU3020G H 2.0 mm
30H/CM



Аналог
Мульти-Юнита
Ø4.5
09MUAM45



Аналог
Мульти-Юнита
Ø5.5
09MUAM55



15H/CM
Формирователь для
Мульти-Юнита
Ø4.5 H5.0
09MUHM4550



15H/CM
Формирователь для
Мульти-Юнита
Ø5.5 H5.0
09MUHM4550



10H/CM
Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø4.5 H11.0
○ без шестигранника
09MUTMN45
○ с шестигранником
09MUTMH45



10H/CM
Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø5.5 H11.0
○ без шестигранника
09MUTMN55



30H/CM
Титановая манжета для
Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.5 H12.0
09MUTSNH
○ с шестигранником
Ø4.5 H12.0
09MUTSH
○ без шестигранника
Ø5.5 H12.0
09MUTSN55



30H/CM
Абатмент
приливаемый
для Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.5
09MUPT45



30H/CM
Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.5 H4.8
09MTB45



30H/CM
Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.5 H4.8
09MTB45G



30H/CM
Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø5.5 H4.8
09MTB55



30H/CM
Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø5.5 H4.8
09MTB55G



10H/CM
Сканбоди (сканмаркер)
для Мульти-Юнита
Ø4.5
09MUSBGM45

Заглушки



Заглушка
для имплантата
Ø3.6
09CS36

CAD/CAM



10H/CM
Сканмаркер
H12.6
SB DN (c1/01)



10H/CM
Аналог (Digital)
Ø4.5
DN-45 (c02)



Ортопедические
компоненты
совместимые

Аналоги



Аналог имплантата
15A4212

Формирователи



15H/CM
Формирователь десны
Ø5.0
15HA5050 H 5.0 mm
15HA5060 H 6.0 mm
Ø6.0
15HA6060 H 6.0 mm

Трансферы



15H/CM
Трансфер для
открытой ложки
Ø4.0
15OT4012

Титановые базы



Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
с шестигранником
15TBGMN4213 Н 1.3 mm
15TBGMN4220 Н 2.0 mm

без шестигранника
15TBGMN4213 Н 1.3 mm
15TBGMN4220 Н 2.0 mm



Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
с шестигранником
15TBGMN4213G Н 1.3 mm
15TBGMN4220G Н 2.0 mm

без шестигранника
15TBGMN4213G Н 1.3 mm
15TBGMN4220G Н 2.0 mm

CAD/CAM



Сканмаркер
H11.5
15SB115L



Аналог(Digital)
Ø4.5
15A45

Абатменты



Абатмент прямой
титановый
с шестигранником
Ø5.0
15SA502 Н 2.0 mm
15SA503 Н 3.0 mm
15SA504 Н 4.0 mm
15SA505 Н 5.0 mm



Абатмент угловой 15°
титановый
с шестигранником
Ø4.0
15AA40152 Н 2.0 mm
15AA40153 Н 3.0 mm
15AA40154 Н 4.0 mm

Абатмент угловой 25°
титановый
с шестигранником
Ø4.0
15AA40252 Н 2.0 mm
15AA40253 Н 3.0 mm
15AA40254 Н 4.0 mm

Osstem
Snucone
Megagen ST

Ортопедические
компоненты
совместимые

Аналоги



Аналог имплантата
Платформа **mini**
11A35M

Платформа **regular**
11A40R

Формирователи



Формирователь десны
Платформа **mini**
Ø4.5
11HA453M Н 3.0 mm
11HA454M Н 4.0 mm
11HA455M Н 5.0 mm
11HA457M Н 7.0 mm

Формирователь десны
Платформа **regular**
Ø4.5

11HA453R Н 3.0 mm
11HA454R Н 4.0 mm
11HA455R Н 5.0 mm
11HA457R Н 7.0 mm
Ø5.0
11HA503R Н 3.0 mm
11HA504R Н 4.0 mm
11HA505R Н 5.0 mm
11HA507R Н 7.0 mm
Ø6.0
11HA603R Н 3.0 mm
11HA604R Н 4.0 mm
11HA605R Н 5.0 mm
11HA607R Н 7.0 mm

Трансферы



Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0
11OT4011M Н 11.0 mm
11OT4015M Н 15.0 mm

Трансфер для открытой
ложки с шестигранником

Платформа **regular**
Ø4.0
11OT4011R Н 11.0 mm
11OT4015R Н 15.0 mm
Ø5.0
11OT5011R Н 11.0 mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с Osstem | SNUCone | MEGAGEN ST



Трансфер для закрытой
ложки с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.0
11CT4011M Н 11.0 mm

10Н/см

Платформа **regular**
Ø4.0
11CT4011R Н 11.0 mm

Абатменты



30Н/см

Абатмент прямой
титановый
с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.5
11SA451M Н 1.0 mm
11SA452M Н 2.0 mm
11SA453M Н 3.0 mm
11SA454M Н 4.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5

11SA451R Н 1.0 mm
11SA452R Н 2.0 mm
11SA453R Н 3.0 mm
11SA454R Н 4.0 mm
11SA455R Н 5.0 mm



30Н/см

Абатмент угловой 15°
титановый
с шестигранником
Платформа **mini**
Ø4.5
11AA45151M Н 1.0 mm
11AA45152M Н 2.0 mm
11AA45153M Н 3.0 mm
11AA45154M Н 4.0 mm



30Н/см

Абатмент угловой 15°
титановый
с шестигранником
Платформа **regular**
Ø4.5
11AA45151R Н 1.0 mm
11AA45152R Н 2.0 mm
11AA45153R Н 3.0 mm
11AA45154R Н 4.0 mm



30Н/см

Абатмент пластиковый
Платформа **mini**
Ø4.5
с шестигранником
11PA401M Н 1.0 mm
без шестигранника
11PA401NM Н 1.0 mm

Платформа **regular**
Ø4.5
с шестигранником
11PA401R Н 1.0 mm
без шестигранника
11PA401NR Н 1.0 mm



30Н/см

Абатмент временный
титановый
Платформа **mini**
Ø4.5
с шестигранником
11TA401M Н 1.0 mm
без шестигранника
11TA401NM Н 1.0 mm
Платформа **regular**
Ø4.5
с шестигранником
11TA401R Н 1.0 mm
без шестигранника
11TA401NR Н 1.0 mm



30Н/см

Абатмент приливаемый
CoCr
Платформа **regular**
Ø4.5
с шестигранником
11PT4514R Н 1.0 mm
без шестигранника
11PT4514RN Н 1.0 mm

Титановые базы



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Платформа **mini**
Ø4.5
с шестигранником
11TBGMHS4213M Н 1.3 mm
11TBGMHS4220M Н 2.0 mm
11TBGMHS4230M Н 3.0 mm
без шестигранника
11TBGMNHS4213M Н 1.3 mm
11TBGMNHS4220M Н 2.0 mm
11TBGMNHS4230M Н 3.0 mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Платформа **mini**
Ø4.5
с шестигранником
11TBGMHS4213MG Н 1.3 mm
11TBGMHS4220MG Н 2.0 mm
11TBGMHS4230MG Н 3.0 mm
без шестигранника
11TBGMNHS4213MG Н 1.3 mm
11TBGMNHS4220MG Н 2.0 mm
11TBGMNHS4230MG Н 3.0 mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Платформа **regular**
Ø4.5
с шестигранником
11TBGMHS4213R Н 1.3 mm
11TBGMHS4220R Н 2.0 mm
11TBGMHS4230R Н 3.0 mm
без шестигранника
11TBGMNHS4213R Н 1.3 mm
11TBGMNHS4220R Н 2.0 mm
11TBGMNHS4230R Н 3.0 mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Платформа **regular**
Ø4.5
с шестигранником
11TBGMHS4213R Н 1.3 mm
11TBGMHS4220R Н 2.0 mm
11TBGMHS4230R Н 3.0 mm
без шестигранника
11TBGMNHS4213R Н 1.3 mm
11TBGMNHS4220R Н 2.0 mm
11TBGMNHS4230R Н 3.0 mm

Абатменты шар



Абатмент шаровидный
титановый

Ø3.5

Платформа **mini**

11BOM3510 Н 1.0 mm

11BOM3520 Н 2.0 mm

11BOM3530 Н 3.0 mm

11BOM3540 Н 4.0 mm

11BOM3550 Н 5.0 mm

11BOM3560 Н 6.0 mm

Платформа **regular**

11BOR3510 Н 1.0 mm

11BOR3520 Н 2.0 mm

11BOR3530 Н 3.0 mm

11BOR3540 Н 4.0 mm

11BOR3550 Н 5.0 mm

11BOR3560 Н 6.0 mm

30Н/см



Абатмент шаровидный
титановый

Ø4.5

09BA4510 Н 1.0 mm

09BA4520 Н 2.0 mm

09BA4530 Н 3.0 mm

09BA4540 Н 4.0 mm

09BA4550 Н 5.0 mm

30Н/см



Колпачок шаровидного
абатмента **MCB**



Матрица силиконовая
MS

Локаторы



Локатор

Платформа **mini**

Ø3.75

11LOM1 Н 1.0 mm

11LOM2 Н 2.0 mm

11LOM3 Н 3.0 mm

11LOM4 Н 4.0 mm

11LOM5 Н 5.0 mm

11LOM6 Н 6.0 mm

Платформа **regular**

Ø3.75

11LOR1 Н 1.0 mm

11LOR2 Н 2.0 mm

11LOR3 Н 3.0 mm

11LOR4 Н 4.0 mm

11LOR5 Н 5.0 mm

11LOR6 Н 6.0 mm

11LOR7 Н 7.0 mm

30Н/см



Локатор угловой **17°**

Ø3.75

11LA171 Н 1.0 mm

11LA172 Н 2.0 mm

11LA173 Н 3.0 mm

30Н/см

Локатор угловой **30°**

Ø3.75

11LA301 Н 1.0 mm

11LA302 Н 2.0 mm

11LA303 Н 3.0 mm



Аналог Локатора
LA



Силиконовая
матрица стандарт
SMLS



Силиконовая
матрица жесткая
SMLH



Силиконовая
матрица лабораторная
LML



Металлический
колпачок
MCL



Моделировочное
кольцо
LMR

Мульти-Юниты
универсальные
винт 1.4

Мульти-юнит прямой
Ø4.8

30Н/см

Платформа **mini**

11MU01M Н 1.0 mm

11MU02M Н 2.0 mm

11MU03M Н 3.0 mm

11MU04M Н 4.0 mm

Платформа **regular**

11MU01R Н 1.0 mm

11MU02R Н 2.0 mm

11MU03R Н 3.0 mm

11MU04R Н 4.0 mm

11MU05R Н 5.0 mm



30Н/см

Мульти-юнит прямой
Ø4.8

Платформа **mini**

11MU01MG Н 1.0 mm

11MU02MG Н 2.0 mm

11MU03MG Н 3.0 mm

11MU04MG Н 4.0 mm

Платформа **regular**

11MU01RG Н 1.0 mm

11MU02RG Н 2.0 mm

11MU03RG Н 3.0 mm

11MU04RG Н 4.0 mm

11MU05RG Н 5.0 mm



30Н/см

Мульти-юнит угловой **17°**
Ø4.8

Платформа **mini**

11MU1725M Н 1.5 mm

11MU1735M Н 2.5 mm

Платформа **regular**

11MU1725R Н 1.5 mm

11MU1730R Н 2.0 mm

11MU1735R Н 2.5 mm

11MU1740R Н 3.0 mm

Мульти-юнит угловой **30°**
Ø4.8

Платформа **mini**

11MU3035M Н 1.5 mm

11MU3045M Н 2.5 mm

Платформа **regular**

11MU3035R Н 1.5 mm

11MU3040R Н 2.0 mm

11MU3045R Н 2.5 mm

Мульти-юнит угловой **17°**
Ø4.8
Платформа **mini**
11MU1725MG Н 1.5 mm
11MU1735MG Н 2.5 mm
Платформа **regular**
11MU1725RG Н 1.5 mm
11MU1730RG Н 2.0 mm
11MU1735RG Н 2.5 mm
11MU1740RG Н 3.0 mm

Мульти-юнит угловой **30°**
Ø4.8
Платформа **mini**
11MU3035MG Н 1.5 mm
11MU3045MG Н 2.5 mm
Платформа **regular**
11MU3035RG Н 1.5 mm
11MU3040RG Н 2.0 mm
11MU3045RG Н 2.5 mm

Аналог Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUAM

Формирователь для Мульти-Юнита
Ø4.8 H5.0
11MUHM

Трансфер для Мульти-Юнита
Ø4.8 H11.0
11MUTM

Титановая манжета для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN

с шестигранником
Ø4.8 H11.0
11MUTSH

Пластиковая манжета для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN

Локатор переходник для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5
11MULC

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTB

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTBG

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSM

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSMG

Абатмент приливаемый для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8
11MUPT

Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUSBSM

Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUSB

Аналог(Digital) для Мульти-Юнита
Ø4.8
11MUDASM

Винт(Direct) для Мульти-Юнита крепление мостовидного протеза без титанового основания и клея
11MUCON

Ankylos
Ортопедические компоненты совместимые

Аналоги

Аналог имплантата
05A3512

Трансферы

Трансфер для открытой ложки с шестигранником
C/X
Ø4.5
05OT4510 Н 10.0 mm
05OT4514 Н 14.0 mm

Формирователи

Формирователь десны
C/X
Ø3.7
05HA3750
Н 5.0 mm GH 3.0 mm
05HA3770
Н 7.0 mm GH 4.5 mm
05HA3780
Н 8.0 mm GH 6.0 mm



Формирователь десны
C/X
Ø4.2

05HA4230
H 3.0 mm GH 1.5 mm

05HA4250
H 5.0 mm GH 3.0 mm

05HA4260
H 6.0 mm GH 4.5 mm

Ø6.0

05HA6030
H 3.0 mm

05HA6040
H 4.0 mm GH 1.5 mm

05HA6050
H 5.0 mm GH 3.0 mm

05HA6060
H 6.0 mm GH 4.5 mm

15H/CM

Абатменты



Абатмент временный
титановый
с захватом
Ø4.0

05TA4085H

30H/CM



Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Платформа C/X
Ø4.0

с шестигранником

05TBGMH4013 H 1.3 mm

05TBGMH4020 H 2.0 mm

без шестигранника

05TBGMNH4013 H 1.3 mm

05TBGMNH4020 H 2.0 mm

30H/CM



Ортопедические
компоненты
совместимые

Аналоги



Аналог имплантата
08A37

Формирователи



Формирователь десны
Ø3.6

08HA3620 H 2.0 mm

08HA3630 H 3.0 mm

08HA3640 H 4.0 mm

08HA3650 H 5.0 mm

08HA3660 H 6.0 mm

08HA3670 H 7.0 mm

15H/CM

Формирователь десны
Ø4.6

08HA4620 H 2.0 mm

08HA4630 H 3.0 mm

08HA4640 H 4.0 mm

08HA4650 H 5.0 mm

08HA4660 H 6.0 mm

08HA4670 H 7.0 mm

Ø5.5

08HA5520 H 2.0 mm

08HA5530 H 3.0 mm

08HA5540 H 4.0 mm

08HA5550 H 5.0 mm

08HA5560 H 6.0 mm

08HA5570 H 7.0 mm

Ø6.0

08HA6040 H 4.0 mm

Ø4.5

08HA6040 H 4.0 mm

Трансферы



Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Ø4.5

08OT4510 H 10.0 mm

08OT4514 H 14.0 mm

10H/CM



Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Ø4.2

08OT4212 H 12.0 mm

10H/CM



Трансфер для закрытой
ложки с шестигранником
Ø4.5

08CT4510 H 10.0 mm

10H/CM

Абатменты



Абатмент прямой
титановый
с шестигранником
без уступа
Ø4.5

08SA459 H 9.0 mm

08SA45L H 12.0 mm

30H/CM



с уступом
Ø4.5

08SA451 H 1.0 mm

08SA452 H 2.0 mm

08SA453 H 3.0 mm

08SA454 H 4.0 mm

Ø5.5

08SA551 H 1.0 mm

08SA552 H 2.0 mm

08SA553 H 3.0 mm

08SA554 H 4.0 mm

30H/CM



Абатмент угловой 15°
титановый
с шестигранником
без уступа
Ø4.5

08AA4515L H 12.0 mm

с уступом

Ø4.5

08AA45151 H 1.0 mm

08AA45151 H 2.0 mm

08AA45151 H 3.0 mm

08AA45151 H 4.0 mm

30H/CM



30H/CM



Абатмент угловой 25°
титановый
с шестигранником
без уступа
Ø4.5

30H/CM

08AA4525 H 9.0 mm
08AA4525L H 12.0 mm



Абатмент угловой 25°
титановый
с шестигранником
с уступом
Ø4.5

30H/CM

08AA45251 H 1.0 mm
08AA45252 H 2.0 mm
08AA45253 H 3.0 mm
08AA45254 H 4.0 mm



Абатмент временный
титановый
Ø4.5
с шестигранником
08TA451 H 1.0 mm
без шестигранника
08TA451N H 1.0 mm

30H/CM



Абатмент пластиковый
Ø3.8
с шестигранником
08PA3811 H 1.0 mm
без шестигранника
08PAN3811 H 1.0 mm

10H/CM



Абатмент угловой 15°
пластиковый
с шестигранником
с уступом
Ø4.5

10H/CM

08PA45151 H 1.0 mm
08PA45152 H 2.0 mm
08PA45153 H 3.0 mm



Абатмент угловой 25°
пластиковый
с шестигранником
с уступом
Ø4.5

10H/CM

08PA45251 H 1.0 mm
08PA45252 H 2.0 mm
08PA45253 H 3.0 mm



Абатмент приливаемый
CoCr
Ø4.5
с шестигранником
08PT4517H H 17.0 mm
без шестигранника
08PT4516N H 16.0 mm

30H/CM


Абатменты шар



Абатмент шаровидный
титановый
Ø4.2

30H/CM


08BL4210 H 1.0 mm
08BL4220 H 2.0 mm
08BL4230 H 3.0 mm
08BL4240 H 4.0 mm
08BL4250 H 5.0 mm
08BL4260 H 6.0 mm



Абатмент шаровидный
18° **Ø4.2**

30H/CM

08LA181 H 1.0 mm
08LA182 H 2.0 mm
08LA183 H 3.0 mm



Абатмент шаровидный
30° **Ø4.2**

30H/CM

08LA301 H 1.0 mm
08LA302 H 2.0 mm
08LA303 H 3.0 mm



Колпачок шаровидного
абатмента **MCSB**




Матрица силиконовая
SM

Локаторы



Локатор
Ø3.75

08LA1 H 1.0 mm
08LA2 H 2.0 mm
08LA3 H 3.0 mm
08LA4 H 4.0 mm
08LA5 H 5.0 mm
08LA6 H 6.0 mm
08LA7 H 7.0 mm



угловой 18°

30H/CM


08LA181 H 1.0 mm
08LA182 H 2.0 mm
08LA183 H 3.0 mm



угловой 30°

30H/CM

08LA301 H 1.0 mm
08LA302 H 2.0 mm
08LA303 H 3.0 mm



Аналог Локатора
08LA



Силиконовая
матрица стандарт
SMLS



Силиконовая
матрица жесткая
SMLH



Силиконовая
матрица лабораторная
LML



Металлический
колпачок
MCL



Моделировочное
кольцо
LMR

Мульти-Юниты



Мульти-юнит прямой
Ø5.0

30H/CM

08MU01 H 1.0 mm
08MU02 H 2.0 mm
08MU03 H 3.0 mm
08MU04 H 4.0 mm
08MU05 H 5.0 mm
08MU06 H 6.0 mm
08MU07 H 7.0 mm



Мульти-юнит угловой
17° **Ø5.0**

30H/CM

08MU171 H 1.0 mm
08MU172 H 2.0 mm
08MU173 H 3.0 mm
30° Ø5.0
08MU301 H 1.0 mm
08MU302 H 2.0 mm
08MU303 H 3.0 mm
45° Ø5.0
08MU451 H 1.0 mm
08MU452 H 2.0 mm
08MU453 H 3.0 mm
55° Ø5.0
08MU551 H 1.0 mm
08MU552 H 2.0 mm

Alpha Bio | ADIN | Zimmer | SGS | MIS Seven | Beta
COMPATIBLE PROSTHETICS



30H/CM

Мульти-юнит прямой
Ø5.0
08MU01G Н 1.0 mm
08MU02G Н 2.0 mm
08MU03G Н 3.0 mm
08MU04G Н 4.0 mm
08MU05G Н 5.0 mm
08MU06G Н 6.0 mm
08MU07G Н 7.0 mm



30H/CM

Мульти-юнит угловой
17° Ø5.0
08MU171G Н 1.0 mm
08MU172G Н 2.0 mm
08MU173G Н 3.0 mm
30° Ø5.0
08MU301G Н 1.0 mm
08MU302G Н 2.0 mm
08MU303G Н 3.0 mm
45° Ø5.0
08MU451G Н 1.0 mm
08MU452G Н 2.0 mm
08MU453G Н 3.0 mm
55° Ø5.0
08MU551G Н 1.0 mm
08MU552G Н 2.0 mm



Аналог Мульти-Юнита
08MUAM



Формирователь для Мульти-Юнита
Ø5.0
08MUHM



10H/CM

Трансфер для Мульти-Юнита
Ø5.0 H11.0
08MUTM



30H/CM

Титановая манжета для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø5.0 H12.0
08MUTS



20H/CM

Пластиковая манжета для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø5.0 H12.0
08MUPS



30H/CM

Локатор переходник для Мульти-Юнита
Ø5.0 H4.5
08MULC



30H/CM

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø5.0 H4.8
08MUTB



30H/CM

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø5.0 H4.8
08MUTBG



10H/CM

Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита короткий
Ø5.0
08MUSBP-S



10H/CM

Сканбоди (сканмаркер) для Мульти-Юнита длинный
Ø5.0
08MUSBP-L




Аналог(Digital) для Мульти-Юнита
Ø5.0
08MUAD



20H/CM

Винт(Direct) для Мульти-Юнита крепление мостовидного протеза без титанового основания и клея
08MUCON

Титановые базы



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO MIS
Ø4.5 H5.5
с шестигранником
08TBGMH455513 Н 1.3 mm
08TBGMH455520 Н 2.0 mm
без шестигранника
08TBGMN455513 Н 1.3 mm
08TBGMN455520 Н 2.0 mm



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO MIS
Ø4.5 H5.5
с шестигранником
08TBGMH455513G Н 1.3 mm
08TBGMH455520G Н 2.0 mm
без шестигранника
08TBGMN455513G Н 1.3 mm
08TBGMN455520G Н 2.0 mm



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO ZIMMER
Ø3.5 H5.5
с шестигранником
08TBGMH355513 Н 1.3 mm
08TBGMH355520 Н 2.0 mm
без шестигранника
08TBGMN355513 Н 1.3 mm
08TBGMN355520 Н 2.0 mm



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO ZIMMER
Ø3.5 H5.5
с шестигранником
08TBGMH355513 Н 1.3 mm
08TBGMH355520 Н 2.0 mm
без шестигранника
08TBGMN355513 Н 1.3 mm
08TBGMN355520 Н 2.0 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven
узкая платформа

Ø4.2 H4.0

с шестигранником

08TBH42054N H 0.5 mm

08TBH42054N H 1.5 mm

без шестигранника

08TBN42054N H 0.5 mm

08TBN42054N H 1.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven
узкая платформа

Ø4.2 H4.0

с шестигранником

08TBH42054NG H 0.5 mm

08TBH42154NG H 1.5 mm

без шестигранника

08TBN42054NG H 0.5 mm

08TBN42154NG H 1.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven

Ø4.3 H4.0

с шестигранником

08TBH43054S H 0.5 mm

08TBH43154S H 1.5 mm

08TBH43354S H 3.5 mm

без шестигранника

08TBN43054S H 0.5 mm

08TBN43154S H 1.5 mm

08TBN43354S H 3.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven

Ø4.3 H4.0

с шестигранником

08TBH43054SG H 0.5 mm

08TBH43154SG H 1.5 mm

08TBH43354SG H 3.5 mm

без шестигранника

08TBN43054SG H 0.5 mm

08TBN43154SG H 1.5 mm

08TBN43354SG H 3.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven

Ø5.7 H4.0

с шестигранником

08TBH57054W H 0.5 mm

08TBH57154W H 1.5 mm

без шестигранника

08TBN57054W H 0.5 mm

08TBN57154W H 1.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS M4/Seven

Ø5.7 H4.0

с шестигранником

08TBH57054W H 0.5 mm

08TBH57154W H 1.5 mm

без шестигранника

08TBN57054W H 0.5 mm

08TBN57154W H 1.5 mm



10H/CM

Сканмаркер
H12.0
08SB12



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом NT Trading

Ø4.5 H5.0

с шестигранником

08TBNTH450 H 0.5 mm

без шестигранника

08TBNTN450 H 0.5 mm



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом NT Trading

Ø4.5 H5.0

с шестигранником

08TBNTH450G H 0.5 mm

без шестигранника

08TBNTN450G H 0.5 mm



Аналог(Digital)
Ø3.7
08AD37

Astra Tech
Ортопедические компоненты
совместимые

Аналоги



Аналог имплантата
Платформа 3.5/4.0
Ø3.5

02A3510M H 10 mm

02A3515M H 15 mm

Платформа 4.5/5.0

Ø4.5

02A4510R H 10 mm

02A45155R H 15.5 mm

Формирователи



30H/CM

Формирователь десны
Платформа 3.5/4.0

Ø4.0

02HA4020M H 2 mm

Ø4.5

02HA4530M H 3 mm

02HA4540M H 4 mm

02HA4550M H 5 mm

02HA4560M H 6 mm

02HA4570M H 7 mm

Ø5.5

02HA5520M H 2 mm

02HA5540M H 4 mm

02HA5560M H 6 mm

Ø6.5

02HA6560M H 6 mm

Ø7.0

02HA7050M H 5 mm

Платформа 4.5/5.0

Ø4.5

11HA453R H 3.0 mm

11HA454R H 4.0 mm

11HA455R H 5.0 mm

11HA457R H 7.0 mm

Ø5.0

11HA504R H 4.0 mm

11HA505R H 5.0 mm

11HA507R H 7.0 mm

Ø5.5

11HA553R H 3.0 mm

11HA554R H 4.0 mm

11HA555R H 5.0 mm

11HA557R H 7.0 mm

Ø6.0

11HA605R H 5.0 mm

11HA607R H 7.0 mm

Трансферы

Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **3.5/4.0**

Ø4.5**020T4511M** Н 11.0 mm**020T4515M** Н 15.0 mm**10Н/см**Платформа **4.5/5.0****Ø4.5****020T4511R** Н 11.0 mm**020T4515R** Н 15.0 mm**Титановые базы**

Титановое основание
Платформа **3.0**

Ø4.0

с шестигранником

30Н/см**02TBGMN401350** Н 1.3mm

без шестигранника

02TBGMN401350 Н 1.3mmПлатформа **3.5/4.0****Ø4.0**

с шестигранником

02TBGMN401360M Н 1.3 mm**02TBGMN402060M** Н 2.0 mm**02TBGMN403060M** Н 3.0 mm

без шестигранника

02TBGMN401360M Н 1.3 mm**02TBGMN402060M** Н 2.0 mm**02TBGMN403060M** Н 3.0 mmПлатформа **4.5/5.0****Ø4.5**

с шестигранником

02TBGMN401360R Н 1.3 mm**02TBGMN402060R** Н 2.0 mm**02TBGMN403060R** Н 3.0 mm

без шестигранника

02TBGMN401360R Н 1.3mm**02TBGMN402060R** Н 2.0mm**02TBGMN403060R** Н 3.0mm**30Н/см**

Титановое основание

Платформа **3.0****Ø4.0**

с шестигранником

02TBGMN401350G Н 1.3mm

без шестигранника

02TBGMN401350G Н 1.3mmПлатформа **3.5/4.0****Ø4.0**

с шестигранником

02TBGMN401360MG Н 1.3mm**02TBGMN402060MG** Н 2.0mm**02TBGMN403060MG** Н 3.0mm

без шестигранника

02TBGMN401360MG Н 1.3mm**02TBGMN402060MG** Н 2.0mm**02TBGMN403060MG** Н 3.0mmПлатформа **4.5/5.0****Ø4.5**

с шестигранником

02TBGMN401360RG Н 1.3mm**02TBGMN402060RG** Н 2.0mm**02TBGMN403060RG** Н 3.0mm

без шестигранника

02TBGMN401360RG Н 1.3mm**02TBGMN402060RG** Н 2.0mm**02TBGMN403060RG** Н 3.0mm**10Н/см**

Сканмаркер (сканбоди)

Платформа **3.5/4.0****02SB115ML** Н 11.5 mmПлатформа **4.5/5.0****02SB115RL** Н 11.5 mmОртопедические компоненты
совместимые**Аналоги**

Аналог имплантата

Платформа **NC****04A3312N**Платформа **RC****04A3312R****Формирователи****15Н/см**

Формирователь десны

Платформа **NC****Ø3.6****04HA3620N** Н 2.0 mm**04HA3635N** Н 3.5 mm**04HA3650N** Н 5.0 mm**Ø4.8****04HA4820N** Н 2.0 mm**04HA4835N** Н 3.5 mm**04HA4850N** Н 5.0 mmПлатформа **RC****Ø4.5****04HA4520R** Н 2.0 mm**04HA4540R** Н 4.0 mm**04HA4560R** Н 6.0 mm**Ø5.0****04HA5050R** Н 5.0 mm**Ø6.0****04HA6040R** Н 4.0 mm**04HA6060R** Н 6.0 mm**Заглушки****15Н/см**

Заглушки имплантата

Платформа **NC****Ø2.8****04CS280NC** Н 0.0 mmПлатформа **RC****Ø3.3****04CS330RC** Н 0.0 mm**Трансферы****15Н/см**Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **NC****Ø4.0****040T4011N** Н 11.0 mmПлатформа **RC****Ø4.0****040T4011R** Н 11.0 mm**Абатменты****30Н/см**Абатмент временный
титановый
Платформа **NC****Ø3.5**

с шестигранником

04TA3511HN Н 1.0 mm

без шестигранника

04TA3511NN Н 1.0 mmПлатформа **RC****Ø4.0**

с шестигранником

04TA4511HR Н 1.0 mm

без шестигранника

04TA4511NR Н 1.0 mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с Straumann

Титановые базы



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO Straumann
Платформа **NC**

Ø4.0

с шестигранником

04TBGMH4013NC Н 1.3mm

04TBGMH4020NC Н 2.0mm

04TBGMH4030NC Н 3.0mm

без шестигранника

04TBGMN4013NC Н 1.3mm

04TBGMN4020NC Н 2.0mm

04TBGMN4030NC Н 3.0mm

Платформа **RC**

Ø4.5

с шестигранником

04TBGMH4013RC Н 1.3mm

04TBGMH4020RC Н 2.0mm

04TBGMH4030RC Н 3.0mm

без шестигранника

04TBGMN4013RC Н 1.3mm

04TBGMN4020RC Н 2.0mm

04TBGMN4030RC Н 3.0mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO Straumann
Платформа **NC**

Ø4.0

с шестигранником

04TBGMH4013NCG Н 1.3mm

04TBGMH4020NCG Н 2.0mm

04TBGMH4030NCG Н 3.0mm

без шестигранника

04TBGMN4013NCG Н 1.3mm

04TBGMN4020NCG Н 2.0mm

04TBGMN4030NCG Н 3.0mm

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO Straumann
Платформа **RC**

Ø4.5

с шестигранником

04TBGMH4013RCG Н 1.3mm

04TBGMH4020RCG Н 2.0mm

04TBGMH4030RCG Н 3.0mm

без шестигранника

04TBGMN4013RCG Н 1.3mm

04TBGMN4020RCG Н 2.0mm

04TBGMN4030RCG Н 3.0mm



10Н/см

Сканмаркер (сканбоди)
совместимое с
оригиналом GEO Straumann
Платформа **NC**

04SB75NCS Н 7.5 mm

04SB115NCS Н 11.5 mm

Платформа **RC**

04SB75RCS Н 7.5 mm

04SB115RCS Н 11.5 mm

Мульти-Юниты



30Н/см

Мульти-юнит прямой
Платформа **NC**

04MU015NC Н 1.5 mm

04MU025NC Н 2.5 mm

04MU035NC Н 3.5 mm

Платформа **RC**

04MU015RC Н 1.5 mm

04MU025RC Н 2.5 mm

04MU035RC Н 3.5 mm



30Н/см

Мульти-юнит угловой
17°

Платформа **NC**


04MU1710N Н 1.0 mm

04MU1720N Н 2.0 mm

Платформа **RC**

04MU1710R Н 1.0 mm

04MU1720R Н 2.0 mm



30Н/см

Мульти-юнит прямой
Платформа **NC**

04MU015NC Н 1.5 mm

04MU025NC Н 2.5 mm

04MU035NC Н 3.5 mm

Платформа **RC**

04MU015RC Н 1.5 mm

04MU025RC Н 2.5 mm

04MU035RC Н 3.5 mm



30Н/см

Мульти-юнит угловой
17°

Платформа **NC**

04MU1710N Н 1.0 mm

04MU1720N Н 2.0 mm

Платформа **RC**

04MU1710R Н 1.0 mm

04MU1720R Н 2.0 mm



15Н/см

Аналог Мульти-Юнита
Ø4.8

11MUAM

Формирователь для
Мульти-Юнита


Ø4.8 H5.0

11MUHM



10Н/см

Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H11.0
11MUTM



30Н/см

Титановая манжета
для
Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN



20Н/см

Пластиковая манжета
для Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN



30Н/см

Локатор переходник
для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5
11MULC



30Н/см

Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTB



30Н/см

Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTBG

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с Straumann | Nobel



30H/CM

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSM



30H/CM

Титановая база для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5 5°
11MTBSMG



30H/CM

Абатмент приливаемый для Мульти-Юнита без шестигранника
Ø4.8
11MUPT



Ортопедические компоненты совместимые



15H/CM

Формирователь десны для Straumann SynOcta
Платформа **RN**
Ø5.5
04HA5520RN H 2.0 mm
04HA5530RN H 3.5 mm
04HA3645RN H 4.5 mm
Платформа **WN**
Ø7.0
04HA4520WN H 2.0 mm
04HA4540WN H 3.0 mm
04HA4545WN H 4.5 mm



Ортопедические компоненты совместимые



Аналог имплантата
Платформа **NP**
07A40N
Платформа **RP**
07A40R



Трансфер для открытой ложки с шестигранником
Ø5.0
Платформа **NP**
07OT5010N H 10 mm
Платформа **RP**
07OT5011R H 11 mm



Формирователь десны
Ø5.0
Платформа **NP**
07HA5050N H 5 mm
Платформа **RP**
07HA5050R H 5 mm



Абатмент временный титановый
Платформа **NP**
без шестигранника
07TA4511NN H 11mm
с шестигранником
07TA4511HN H 11mm
Платформа **RP**
без шестигранника
07TA5011NR H 11mm
с шестигранником
07TA5011HR H 11mm



30H/CM

Абатмент приливаемый CoCr
Платформа **NP**
с шестигранником
07PT4514N
Платформа **RP**
с шестигранником
07PT4514R



10H/CM

Абатмент пластиковый с шестигранником
Платформа **NP**
с шестигранником
07TA4511HN
Платформа **RP**
с шестигранником
07TA5011NR

Титановые базы



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO Nobel
Платформа **NP**
Ø4.7
с шестигранником
07TBGM3513HN H 1.3mm
07TBGM3520HN H 2.0mm
07TBGM3530HN H 3.0mm
без шестигранника
07TBGM3513NN H 1.3mm
07TBGM3520NN H 2.0mm
07TBGM3530NN H 3.0mm
Платформа **RP**
Ø4.7
с шестигранником
07TBGM4313HR H 1.3mm
07TBGM4320HR H 2.0mm
07TBGM4330HR H 3.0mm



30H/CM

без шестигранника
07TBGM4313NR H 1.3mm
07TBGM4313NR H 2.0mm
07TBGM4313NR H 3.0mm



30H/CM

Титановое основание совместимое с оригиналом GEO Nobel
Платформа **NP**
Ø4.7
с шестигранником
07TBGM3513HNG H 1.3mm
07TBGM3520HNG H 2.0mm
07TBGM3530HNG H 3.0mm
без шестигранника
07TBGM3513NNG H 1.3mm
07TBGM3520NNG H 2.0mm
07TBGM3530NNG H 3.0mm
Платформа **RP**
Ø4.7
с шестигранником
07TBGM4313HRG H 1.3mm
07TBGM4320HRG H 2.0mm
07TBGM4330HRG H 3.0mm
без шестигранника
07TBGM4313NRG H 1.3mm
07TBGM4313NRG H 2.0mm
07TBGM4313NRG H 3.0mm



10H/CM

Сканмаркер (сканбоди) совместимое с оригиналом GEO Straumann
Платформа **NP**
07SB115NPS H 7.5 mm
07SB115NPL H 11.5 mm
Платформа **RP**
07SB115RPS H 7.5 mm
07SB115RPL H 11.5 mm

Мульти-Юниты



30H/см

Мульти-юнит прямой
Платформа **NP**
07MU15N H 1.5 mm
07MU25N H 2.5 mm
07MU35N H 3.5 mm
Платформа **RP**
07MU15R H 1.5 mm
07MU25R H 2.5 mm
07MU35R H 3.5 mm



30H/см

Мульти-юнит угловой
17°
Платформа **NP**
07MU171N H 1.0 mm
07MU172N H 2.0 mm
07MU173N H 3.0 mm
Платформа **RP**
07MU171R H 1.0 mm
07MU172R H 2.0 mm
07MU173R H 3.0 mm
Мульти-юнит угловой
30°
Платформа **NP**
07MU301N H 1.0 mm
07MU302N H 2.0 mm
Платформа **RP**
07MU301R H 1.0 mm
07MU302R H 2.0 mm
07MU303R H 3.0 mm



30H/см

Абатмент
приливаемый
для Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8
11MUPT



30H/см



30H/см



15H/см



Мульти-юнит прямой
Платформа **NP**
07MU15NG H 1.5 mm
07MU25NG H 2.5 mm
07MU35NG H 3.5 mm
Платформа **RP**
07MU15RG H 1.5 mm
07MU25RG H 2.5 mm
07MU35RG H 3.5 mm
Мульти-юнит угловой
17°

Платформа **NP**
07MU171NG H 1.0 mm
07MU172NG H 2.0 mm
07MU173NG H 3.0 mm
Платформа **RP**
07MU171RG H 1.0 mm
07MU172RG H 2.0 mm
07MU173RG H 3.0 mm
Мульти-юнит угловой
30°

Платформа **NP**
07MU301NG H 1.0 mm
07MU302NG H 2.0 mm
Платформа **RP**
07MU301RG H 1.0 mm
07MU302RG H 2.0 mm
07MU303RG H 3.0 mm

Формирователь для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H5.0
11MUHM

Аналог Мульти-Юнита
11MUAM



10H/см

Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H11.0
11MUTM



30H/см

Титановая манжета
для
Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN



20H/см

Пластиковая манжета
для Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8 H12.0
11MUTSN



30H/см

Локатор переходник
для Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.5
11MULC



30H/см

Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTB



30H/см

Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.8
11MUTBG

Xive

Ортопедические
компоненты
совместимые



Аналог имплантата
12A34
12A38
12A45




Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **3.4**
Ø4.0
120T425034 H 12.0 mm
Платформа **3.8**
Ø5.0



Формирователь десны
Платформа **3.4**
Ø4.2
12HA425034 H 5.0 mm
Платформа **3.8**
Ø5.0
12HA505038 H 5.0 mm
Платформа **4.5**
Ø5.3
12HA533045 H 3 mm
12HA535045 H 5 mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с MIS C1



Аналоги



Аналог имплантата
Платформа **NP**
C1A33
Платформа **SP**
C1A37
Платформа **WP**
C1A50

Формирователи



15H/CM

Формирователь десны
Платформа **NP**
Ø4.0
C1HA4060N Н 6.0 mm
C1HA4080N Н 8.0 mm
Ø4.5
C1HA4550N Н 5.0 mm
Платформа **SP**
Ø4.5
C1HA4530S Н 3.0 mm
C1HA4560S Н 6.0 mm
Платформа **WP**
Ø5.5
C1HA5530W Н 3.0 mm
C1HA5550W Н 5.0 mm

Трансферы



15H/CM

Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
Платформа **NP**
Ø3.3
C1OT3311 Н 11.0 mm
C1OT3315 Н 15.0 mm
Платформа **SP**
Ø3.5
C1OT3511 Н 11.0 mm
C1OT3515 Н 15.0 mm
Платформа **WP**
Ø5.0
C1OT5011 Н 11.0 mm

Абатменты шар



30H/CM

Абатмент шаровидный
титановый
Платформа **NP**
Ø4.0
C1BA4010N Н 1.0 mm
C1BA4020N Н 2.0 mm
C1BA4030N Н 3.0 mm
C1BA4040N Н 4.0 mm
Платформа **SP**
Ø4.0
C1BA4010S Н 1.0 mm
C1BA4020S Н 2.0 mm
C1BA4030S Н 3.0 mm
C1BA4040S Н 4.0 mm
C1BA4050S Н 5.0 mm



Колпачок шаровидного
абатмента **MCB**



Матрица силиконовая
SM

Мульти-Юниты



30H/CM

Мульти-юнит прямой
Платформа **NP**
Ø4.8
C1MU01N Н 1.0 mm
C1MU02N Н 2.0 mm
C1MU03N Н 3.0 mm
C1MU04N Н 4.0 mm
C1MU05N Н 5.0 mm
Платформа **SP**
Ø4.8
C1MU01S Н 1.0 mm
C1MU02S Н 2.0 mm
C1MU03S Н 3.0 mm
C1MU04S Н 4.0 mm
C1MU05S Н 5.0 mm
Платформа **WP**
Ø4.8
C1MU01W Н 1.0 mm
C1MU03W Н 3.0 mm
C1MU05W Н 5.0 mm



30H/CM

Мульти-юнит угловой
17°
Платформа **SP**
Ø4.8
C1MU171S Н 1.0 mm
C1MU172S Н 2.0 mm
Платформа **WP**
Ø4.8
C1MU171W Н 1.0 mm
C1MU172W Н 2.0 mm



Аналог Мульти-Юнита
C1MUAM



15H/CM

Формирователь для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.0
C1MUHM



10H/CM

Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H10.0
C1MUTMO



10H/CM

Трансфер для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H8.0
C1MUTMC



30H/CM

Титановая манжета
для
Мульти-Юнита
без шестигранника
Ø4.8 H10.0
C1MUTSN



30H/CM

Титановая база для
Мульти-Юнита
Ø4.8 H4.3
C1MUTB

Титановые базы



30H/CM

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO MIS C1
Платформа **SP**
Ø4.2
с шестигранником
C1TBGMH4213 Н 1.3mm
без шестигранника
C1TBGMN4213 Н 1.3mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с MIS C1 | Neodent GM



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO MIS C1
Платформа **SP**

Ø4.2

с шестигранником
C1TBGMH4213G Н 1.3mm
без шестигранника
C1TBGMN4213G Н 1.3mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS C1
Платформа **SP**

Ø4.2

с шестигранником
C1TBN43054S Н 0.5mm
C1TBN43154S Н 1.5mm
C1TBN43304S Н 3.0mm
без шестигранника
C1TBN43054S Н 0.5mm
C1TBN43154S Н 1.5mm
C1TBN43304S Н 3.0mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом MIS C1
Платформа **SP**

Ø4.2

с шестигранником
C1TBN43054SG Н 0.5mm
C1TBN43154SG Н 1.5mm
C1TBN43304SG Н 3.0mm
без шестигранника
C1TBN43054SG Н 0.5mm
C1TBN43154SG Н 1.5mm
C1TBN43304SG Н 3.0mm

*Neodent
GM*

Ортопедические
компоненты
совместимые

Аналоги



Аналог имплантата
23A40

Формирователи



15Н/см

Формирователь десны
совместимый с
оригиналом Neodent GM
Ø3.3

23NA3308 Н 0.8 mm
23NA3315 Н 1.5 mm
23NA3325 Н 2.5 mm
23NA3335 Н 3.5 mm
23NA3345 Н 4.5 mm
23NA3355 Н 5.5 mm
Ø4.5

23NA4508 Н 0.8 mm
23NA4515 Н 1.5 mm
23NA4525 Н 2.5 mm
23NA4535 Н 3.5 mm
23NA4545 Н 4.5 mm
23NA4555 Н 5.5 mm

Ø5.5

23HA5515 Н 1.5 mm
23HA5525 Н 2.5 mm
23HA5535 Н 3.5 mm
23HA5545 Н 4.5 mm
23HA5555 Н 5.5 mm

Трансферы



10Н/см

Трансфер для открытой
ложки с шестигранником
совместимый с
оригиналом Neodent GM
Ø3.3
23OT33145 Н 14.5 mm

Абатменты



30Н/см

Абатмент временный
титановый
Ø4.0
с шестигранником
23TA4010H Н 14.0 mm
без шестигранника
23TA4010N Н 14.0 mm

Титановые базы



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Neodent GM
Ø4.0
с шестигранником
23TBGMHS4013 Н 1.3mm
без шестигранника
23TBGMNS4013H 1.3mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом GEO
Neodent GM

Ø4.0

с шестигранником
23TBGMHS4013G Н 1.3mm
без шестигранника
23TBGMNS4013G Н 1.3mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом Neodent GM
Ø3.5

с шестигранником
23TBN35084 Н 0.8mm
23TBN35154 Н 1.5mm
23TBN35254 Н 2.5mm
Ø4.5

с шестигранником
23TBN45154 Н 1.5mm
23TBN45254 Н 2.5mm
23TBN45354 Н 3.5mm
23TBN45454 Н 4.5mm



30Н/см

Титановое основание
совместимое с
оригиналом Neodent GM
Ø3.5

с шестигранником
23TBN35084G Н 0.8mm
23TBN35154G Н 1.5mm
23TBN35254G Н 2.5mm
Ø4.5
с шестигранником
23TBN45154G Н 1.5mm
23TBN45254G Н 2.5mm
23TBN45354G Н 3.5mm
23TBN45454G Н 4.5mm

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ совместимые с Neodent GM | Отвертки | Ключи

Мульти-Юниты
совместимые с
оригиналом
Neodent GM
винт 1.4

30Н/см

Мульти-юнит прямой
Ø4.8
23MU4815 Н 1.5 mm
23MU4825 Н 2.5 mm
23MU4835 Н 3.5 mm



30Н/см

Мульти-юнит угловой
17°
23MU174815 Н 1.5mm
23MU174825 Н 2.5mm
23MU174835 Н 3.5mm



30Н/см

Мульти-юнит прямой
Ø4.8
23MU4815G Н 1.5 mm
23MU4825G Н 2.5 mm
23MU4835G Н 3.5 mm



30Н/см

Мульти-юнит угловой
17°
23MU174815G Н 1.5mm
23MU174825G Н 2.5mm
23MU174835G Н 3.5mm

23MU304815G Н 1.5mm
23MU304825G Н 2.5mm
23MU304835G Н 3.5mm

Локаторы



30Н/см

Локатор
Ø3.75
23LN1 Н 1.0 mm
23LN2 Н 2.0 mm
23LN3 Н 3.0 mm
23LN4 Н 4.0 mm
23LN5 Н 5.0 mm
23LN6 Н 6.0 mm



Аналог Локатора
LA



Силиконовая
матрица стандарт
SMLS



Силиконовая
матрица жесткая
SMLH



Силиконовая
матрица лабораторная
LML



Металлический
колпачок
MCL



Моделировочное
кольцо
LMR



Локатор для балки
Ø3.75

Высота 2 мм
Резьба винта M2
Шаг резьбы 1.4
Под отвертку 1.27
Материал TiGrade 5
Крутящий момент: 30 Н*см

Отвертки


Ключи




Динамометрический
ключ универсальный
круг **Ø6.0**
TR NANO



Динамометрический
ключ универсальный
с вставкой
cRT



Вставка
шестигранник
6.0 мм



Вставка
квадрат
4.0 мм



Отвертки для ключа **TR NANO**
Ø 1.0 L 9, L 15 для Ankylos
Ø 1.2 L 9, L 15 для Xive, Friadent,
Biomet 3i, Osstem, MegaGen
AnyRidge, AnyOne, MeDent Delta,
AstraTech, Neobiotech
Ø 1.25 L 9, L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
Ø 1.27 L 9, L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
TORX L 9, L 15 для Straumann, Nobel



Отвертки для ключа
TR NANO
для мультиюнитов
Osstem, MegaGen,
Neobiotech, Dentium,
Mis, AlphaBio, Nobel

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ **Отвертки | Ключи | Наборы**



Отвертки для ключа **cRT**
шестигранник 6.0мм
Ø 1.0 L 9,L 15 для Ankylos
Ø 1.2 L 9,L 15 для Xive, Friadent,
Biomet 3i, Osstem, MegaGen
AnyRidge, AnyOne, MeDent Delta,
AstraTech, Neobiotech
Ø 1.25 L 9,L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
Ø 1.27 L 9,L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
TORX L 9,L 15 для Straumann, Nobel



Отвертки для ключа **cRT**
шестигранник 6.0мм
для мультиюнитов
Osstem



Отвертки для ключа **cRT**
квадрат 4.0мм
Ø 1.0 L 9,L 15 для Ankylos
Ø 1.2 L 9,L 15 для Xive, Friadent,
Biomet 3i, Osstem, MegaGen
AnyRidge, AnyOne, MeDent Delta,
AstraTech, Neobiotech
Ø 1.25 L 9,L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
Ø 1.27 L 9,L 15 для Dentium,
Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin,
Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
TORX L 9,L 15 для Straumann, Nobel



Отвертки для ключа **cRT**
квадрат 4.0мм
для мультиюнитов
Osstem, MegaGen,
Neobiotech, Dentium,
Mis, AlphaBio, Nobel



Отвертки лабораторные
Ø 1.0 L 29 для Ankylos
Ø 1.2 L 29 для Xive, Friadent, Biomet 3i, Osstem,
MegaGen AnyRidge, AnyOne, MeDent Delta, AstraTech,
Neobiotech
Ø 1.27 L 29 для Implantium, Dentium, Mis, AlphaBio,
Biohorizons, Adin, Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental
Ø 1.4 L 29 для ICX
TORX для Straumann, Nobel



Отвертки лабораторные
Ø 1.2 L 24 для Xive, Friadent, Biomet 3i, Osstem,
MegaGen AnyRidge, AnyOne, MeDent Delta, AstraTech,
Neobiotech
Ø 1.25 L 24 для Implantium, Dentium, Mis, AlphaBio,
Biohorizons, Adin, Zimmer, MeDent Beta, SGS Dental



Ортопедический набор отверток (9 шт.)



Набор отверток MUA 1

Набор включает в себя отвертки для
прямых мультиюнитов:
Osstem4.0, Osstem5.0, Osstem4.8,
Dentium4.5/5.0, Nobel, Mis,
Straumann3.5, Straumann4.6,
Bego, DIO-UF2, SIC, B&B



Набор отверток №1

Набор включает в себя отвертки:
HEX 1.2 Osstem, DIO-UF, Biomet 3i
HEX 1.25 CORTEX, ABT, Zimmer, BEGO
HEX 1.27 Dentium, Dentsis, Bego, Adin
HEX 1.4 ICX
NOB Nobel, Omni-Tight, Dentalmaster
ITI Straumann, Trausim, Bioconcept

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ Ai Dental


Физиодиспенсер Ai Dental (Китай) с оптикой LED
(арт. AI-SM-80L)

Назначение:

Предназначен для хирургии и имплантологии

Преимущества:

Высокий крутящий момент 5-80 Н•см
 Скорость мотора от 200 до 40 000 об/мин
 Высокая точность крутящего момента
 Легкий и компактный микромотор
 Подсветка с технологией LED (более 32 000 Люкс)
 Исключительная надежность и качество
 Возможность автоклавирувания и термодезинфекции
 Бесщеточная конструкция мотора, не требующая ухода



Наконечник угловой 20:1 со светом
SG20-1L



Наконечник угловой 1:5 со светом
S1-5L



Наконечник угловой 1:1 со светом
S1-1L



Наконечник турбинный со светом
A9LG-M4



Наконечник турбинный со светом
A9-KL совместим с KAVO



Наконечник турбинный со светом
A9-NL совместим с NSK


Электрический микромотор
встраиваемый
(арт. AI-BM-CM8)

Назначение:

Предназначен для угловых наконечников
1:1 1:5 1:16

Преимущества:


Областью применения изделия является терапевтическая и ортопедическая стоматология. Электрический микромотор имеет возможность встраивания в стоматологическую установку. Микромотор безщеточный с крутящим моментом 120 BA и регулировку скорости от 500 - 40 000 об/мин., в зависимости от различных видов лечения и разных наконечников.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)

6915 Набор для туннельной техники
5 инструментов (Blue Titanium)



6765 Набор хирургических микродолот-
костных скребков
3 инструмента (Blue Titanium)



Титановые пины для фиксации мембран
набор пинов 25 шт



4751 Набор остеотом байонет
5 инструментов, вонутые с ограничителем



4952 Набор для имплантологии базовый



21 инструмент с кассетой для стерилизации

- набор для синус-лифтинга — 5шт.
- набор остеотом — 5шт.
- набор костных расширителей — 5шт.
- набор долот градуированных — 4шт.
- молоток — 1шт.
- костная ступка с крышкой — 1шт.

2891 Перियोном для
отделения краев десны
5 съемных насадок



4953 Набор для имплантологии большой



- 29 инструментов
- набор остеотом — 6шт.
- набор костных расширителей — 6шт.
- набор для синус-лифтинга — 5шт.
- набор долот — 6шт.
- молоток — 1шт.
- костный скребок изогнутый — 1шт.
- остеометр — 1шт.
- реверсивный ключ — 1шт.
- костная мельница — 1шт.
- костная ступка — 1шт.

4967 Набор для синус-лифтинга
5 инструментов Gold Titanium

4968 Набор для синус-лифтинга
5 инструментов Blue Titanium



2250 Набор гибких перियोном
8 инструментов
2 ручных винта



4051 Молоток малый
140гр. 160mm
съемные тефлоновые накладки



4011 Костная ступка
с крышкой

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)



4066 Остеометр (микрометр) большой модифицированный, 170mm Castroviejo



4062 Остеометр (микрометр) угловой 90mm Castroviejo

4064 Остеометр (микрометр) угловой 170mm Castroviejo



4065 Измеритель интервала и длины имплантата



4037 Костная мельница 43*29, «Gold»



4038 Костная мельница центрифуга



4652 Аспиратор хирургический
• Ø 3.0 mm
• Ø 3.5 mm



4654 Костная ловушка со сменным стальным фильтром



4646 Костный шприц, 160 mm
• Ø 2.5-3.5 mm D
• Ø 3.5-4.5 mm C
• Ø 4.5-5.5 mm B
• Ø 5.5-6.5 mm A



4471 Костный уплотнитель 3-4 mm



4472 Костный уплотнитель 6-8 mm



4473 Костный уплотнитель с маркировкой «Blue Titanium» •8-11-13-15-18 mm



4475 Костный уплотнитель-ложка с маркировкой «Blue Titanium» •2-4-6-8-10 mm



4474 Ложка-уплотнитель



4476 Имплантологический костный шпатель «Blue Titanium»



4094/1 Кюрета «Molt» 3.5-7 mm круглая



4094/2 Кюрета «Molt» 3-4 mm овальная



4094/3 Кюрета «Molt» 3-4 mm круглая



4091 Ложка кюретажная «Lucas» 2.5 mm

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)



4091s Ложка кюретажная зубчатая «Lucas» 2.5 mm



4092 Ложка кюретажная «Lucas» 3.0 mm



4093 Ложка кюретажная «Lucas» 3.5 mm



4093s Ложка кюретажная зубчатая «Lucas» 3.5 mm



4162 Распатор «Buser» 4.5-4.0 mm




4163 Распатор «P24G» 4.0-5.0 mm



4164 Распатор «Molt» 5.0-8.0 mm



4165 Распатор «Prichard» 4.5-10.5 mm



4166 Распатор «Goldman-Fox14»



8026 Прямые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие




8027 Изогнутые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие



8028 Угловые 120 mm «IRIS»
зубчатое режущее лезвие



8030 S-образные 120 mm «la-Grande»
зубчатое режущее лезвие




8041 Прямые 130 mm «Goldman-Fox»
зубчатое режущее лезвие



8042 Изогнутые 130 mm «Goldman-fox»
зубчатое режущее лезвие




8031 Прямые 160 mm «Kelly»
• удлиненная ручка
• зубчатая режущая поверхность




8032 Изогнутые 160 mm «Kelly»
• удлиненная ручка
• зубчатая режущая поверхность



8034 Угловые 160 mm «LockLin»
• удлиненная изогнутая ручка
• зубчатая режущая поверхность



8035 Угловые 170 mm «LockLin»
• удлиненная ручка
• зубчатая режущая поверхность



8063 Прямые 110 mm «NOYES»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ **ORANGE (USA)****8064** Изогнутые 110 mm «NOYES»**8065** Угловые 110 mm «NOYES»


Микроножницы для слизистой

**8055** Угловые 180 mm «CASTROVIEJO»**8054** Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»**8053** Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»

Микроножницы для мягких тканей

**8059** Прямые 150 mm «CASTROVIEJO»**8060** Изогнутые 150 mm «CASTROVIEJO»**8201** Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»**8203** Прямые 140 mm «CASTROVIEJO»**8202** Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»**8204** Изогнутые 140 mm «CASTROVIEJO»**8205** Прямые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка**8206** Изогнутые 180 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка**8207** Прямые 140 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка**8208** Изогнутые 140 mm «CASTROVIEJO»
круглая ручка**8213** Микроиглодержатель
прямой 180mm «CASTROVIEJO»**8214** Микроиглодержатель
изогнутый 180mm «CASTROVIEJO»**8215** Микроиглодержатель
прямой 130mm «CASTROVIEJO»**8216** Микроиглодержатель
изогнутый 130mm «CASTROVIEJO»**8291** Игодержатель с ножницами 180mm**8292** Игодержатель с ножницами 140mm**8231** 150mm «RYDER»


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)



8230 150mm «CIRCLE-WOOD»



8232 150mm «DALICATE»



8234 150mm «MAYO-HEGAR»



8901 Губной ретрактор 140 mm «Columbia»



8902 Губной ретрактор 160 mm «Sternberg»



8907 Щечный ретрактор 140mm «Minnesota»



8921 Щечный 140 mm «WEIDER»



8933 Ранорасширитель 220 mm «Wassmund»



8941 Ранорасширитель 160 mm «Senn-Miller»



8945 130 mm «Kilner»



8950 Универсальный 200 mm «Orientable»




8992-1 140 mm «DOYEN-MOLT»

8994 [2.3] Вестибулярный
«ORINGER MOUTH SPREADER»

- средний 50*110 mm
- большой 60*115 mm



8996 Вестибулярный 230 mm
«Universal»



8995 Вестибулярный 170 mm
«Universal»



8101 125mm «Adson» анатомический



8102 125mm «Adson» анатомический
• вставки из карбид вольфрама

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ **ORANGE (USA)**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)

щипцы



1 Стандартная и анатомическая ручки
верхние резцы/клыки



2 Стандартная ручка
верхние резцы/клыки



13 Стандартная и анатомическая ручки
нижние премоляры



17R Стандартная и анатомическая ручки
верхние моляры правые



7 Стандартная и анатомическая ручки
верхние премоляры



18L Стандартная и анатомическая ручки
верхние моляры левые



22 Стандартная и анатомическая ручки
нижние моляры



29 Стандартная ручка
верхние корневые



24 Стандартная ручка
нижние моляры левые



30 Стандартная ручка
верхние корневые



33 Стандартная ручка
нижние моляры



51 Стандартная ручка
верхние корневые



151 Облегченная,
позолоченная ручка
(для атравматического удаления)
верхние моляры левые



351 Облегченная,
позолоченная ручка
нижние моляры правые



300 Облегченная ручка
верхние корневые

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ **ORANGE (USA)****РУЧКИ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЕЙ****8001** Регулируемый угол 160mm N0.3**8002** Регулируемый угол 160mm N0.4**8003**
Плоская
125mm N0.3**8004**
Плоская
125mm N0.4**8005**
Круглая
прямая
145mm**8006**
Круглая
изогнутая
145mm**8007**
Двойная
145mm**8008**
Прямая
изогнутая
145mm**8009**
Круглая**4001**
Набор
трепанов
8 шт.**4002**
Набор
трепанов
3 шт.**9851** APRF-BOX

Укомплектован перфорированной платформой и пластиной для приготовления (отжигания) мембран из обогащенных тромбоцитами фибриновых сгустков, полученных путем сепарирования крови пациента.

**4004**
Набор
мукатомов
4 шт.**4003**
Набор
мукатомов
3 шт.**4006**
Набор фрез для
расщепления
ребра
5 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ORANGE (USA)



SD-610

SD-810

Твердосплавные фрезы
для открытого синус лифтинга

Пины для фиксации мембран



Кассета для стерилизации пинов



Отвертка для удаления
пинов



Держатель для пинов прямой и угловой



Кейс для стерилизации и хранения титановых сеток и винтов



SZ-40 Фреза для забора кости



A,B,C



3D-B



3D-A



3D-C

Титановые мембраны



3D-60*45



35*50



20*25



Кассета-стерилизатор
с линейкой для винтов D90mm
Вместимость 70 винтов



Кейс для стерилизации и хранения
титановых сеток и винтов большой



XRT-064025

XRT-085025

XRT-065025

Алмазные фрезы для открытого синус-лифтинга



Отвертка крестовая для винтов с жалом 60мм



Алмазные фрезы для закрытого синус-лифтинга

XRT-3021025

XRT-3621025

XRT-3921025



Одноразовый костный скребок для забора кости

Также на сайте представлены
инструменты для
пародонтологии и ортодонтии:
WWW.DENTSYSTEM.RU




ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ ЗБМИ


ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ



арт. 320-1 ТП Иглодержатель 160 мм



арт. 2201 ПП Иглодержатель 160 мм



арт. 2212 ПП Иглодержатель 145 мм



арт. 440-6 ЮП Микроиглодержатель 180 мм



арт. 440-7т ЮП Микроиглодержатель 145 мм



арт. 440-8т ЮП Микроиглодержатель 145 мм




арт. 440-9т ЮП Микроиглодержатель 180 мм



арт. 440-10т ЮП Микроиглодержатель 180 мм



арт. 440-7 ЮП Микроиглодержатель 145 мм



арт. 440-8 ЮП Микроиглодержатель 145 мм



арт. 440-10 ЮП Микроиглодержатель 180 мм

ПИНЦЕТЫ



арт. 80-3 СП Пинцет шовный прямой



арт. 80-3 СУ Пинцет шовный угловой



арт. 124 ЮП Набор остеотомов изогнутых вогнутых



арт. 106-5 ЮП Элеватор прямой 3 мм



арт. 106-5 ЮП Элеватор прямой 3.5 мм



арт. 106-5 ЮП Элеватор прямой 5.0 мм



арт. 106-5 ЮП Элеватор угловой 3.0 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ, ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ИРРИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



Набор BONE профайлеров (арт. MiN8)

- **NP** Ø3.2/Ø5.4
Nobel Active(CC) NP, MIS NP,
Xive 3.4/3.8/4.5, Megagen AnyRidge,
Astra 3.5/4.5, MeDent Delta Mini
- **SP** Ø3.7/Ø5.5
Nobel Active(CC) RP/WP, MIS SP/WP,
Zimmer, Adin, AlphaBio, SGS Dental,
MeDent Beta
- **WP** Ø4.6/Ø5.8
Nobel Active(CC) RP/WP, MIS SP/WP,
Zimmer, Adin, AlphaBio, SGS Dental,
MeDent Beta



Ирригационные системы

Подходят для следующих физиодиспенсеров
nsk surgic xt plus, surgic xt, surgic pro,
surgic pro plus, surgic pro opt, satelec action,
coxo c-sailor, saeshin x-cube, W&H



- **КЕТГУТ**- USP 4/0, 75см HR-20 простой
- ▼ **КЕТГУТ**- USP 4/0, 75см HS-20 простой
- **КЕТГУТ**- USP 5/0, 75см HR-20 простой
- **МОНАМИД** - USP 4/0, 75см HR-20 монопить
- **МОНАМИД** - USP 5/0, 75см HR-20 монопить
- ▼ **МОНАМИД** - USP 5/0, 75см HS-20 монопить
- **МОНОФИЛ**- USP 5/0, 50см HR-20 монопить
- **МОНОФИЛ**- USP 5/0, 75см HR-20 монопить
- ▼ **МОНОФИЛ**- USP 5/0, 75см HS-20 монопить
- **МОНОФИЛ**- USP 6/0, 50см HR-15 монопить
- **МОНОФИЛ**- USP 6/0, 75см HR-15 монопить
- ▼ **МОНОФИЛ**- USP 6/0, 75см HS-15 монопить
- **ПГА** - USP 4/0, 75см HR-20 нить полигликолидная
- ▼ **ПГА** - USP 4/0, 75см HS-20 нить полигликолидная
- **ПГА** - USP 5/0, 75см HR-20 нить полигликолидная
- ▼ **ПГА** - USP 5/0, 75см HS-20 нить полигликолидная
- **ФТОРЭКС**- USP 4/0, 75см HR-20 нить лавсан.
(полиэфир), плетен., с фторкауч.покр.(зел.)
- **ФТОРЭКС**- USP 5/0, 75см HR-20 нить лавсан.
(полиэфир), плетен., с фторкауч.покр.(зел.)

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Биопласт-ДентОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
«ВладМиВа» (Россия)**Биопласт-Дент**

Мембраны аналог Bio-Gide "Geistlich"

мембрана, пластина 15х15х0,3 мм

мембрана, пластина 15х25х0,3 мм

мембрана, пластина 25х25х0,3 мм

мембрана, пластина 30х40х0,3 мм

Крошка, аналог Bio-Oss "Geistlich"

крошка (200-1000мкм) 0,5 куб.см

крошка (200-1000мкм) 1,0 куб.см

крошка (200-1000мкм) 1,5 куб.см

крошка (200-1000мкм) 2,0 куб.см

Крошка, аналог OsteoBiol "TecnoSS"

крошка (200-1000мкм) 0,5 куб.см

крошка (200-1000мкм) 1,0 куб.см

крошка (200-1000мкм) 1,5 куб.см

крошка (200-1000мкм) 2,0 куб.см

чипсы (200-1000мкм) 0,5 куб.см

чипсы (200-1000мкм) 1,0 куб.см

чипсы (200-1000мкм) 1,5 куб.см

чипсы (200-1000мкм) 2,0 куб.см

Паста, депротеинизированная

паста (200-1000мкм) 0,5 куб.см

КЛИПДЕНТ ПЛ+ сорбаторитель

(500-1000 мкм)/0,5 см3+ 0,25 см3,

аналог Easy-Graft "Sunstar Guidor"

Клипдент гель на основе гиалуроновой кислоты, шприц 1мл, аналог Hyadent "BIO-SCIENCE"**botiss biomaterials**ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
«Ботисс» (Германия)**гранулы**

1510 Cerabone 0,5-1,0 0,5 мл

1511 Cerabone 0,5-1,0 1,0 мл

1512 Cerabone 0,5-1,0 2,0 мл

1515 Cerabone 0,5-1,0 5,0 мл

1520 Cerabone 1,0-2,0 0,5 мл

1521 Cerabone 1,0-2,0 1,0 мл

1522 Cerabone 1,0-2,0 2,0 мл

1525 Cerabone 1,0-2,0 5,0 мл

мембраны

0681520 Jason membrane 15x20

0682030 Jason membrane 20x30

0683040 Jason membrane 30x40

701520 Mucoderm 15x20

702030 Mucoderm 20x30

703040 Mucoderm 30x40

блоки

1720 Cerabone Block 20x20x10

конусы

511112 Collacone

костный шприц

22005 Maxresorb inject 0,5 мл

22010 Maxresorb inject 1,0 мл

22025 Maxresorb inject 2,5 мл

22050 Maxresorb inject 5,0 мл

BIOMET 3i
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME™ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
«Биомет 3i»ROX05 0.5 см³ (~0.25 гр.)ROX10 1 см³ (~0.5 гр.)ROXLG801 1 см³ (~0.6 гр.)ROX20 2 см³ (~1 гр.)ROXLG20 2 см³ (~1.2 гр.)ROXLG50 5 см³ (~3 гр.)ROXLG80 8 см³ (~5 гр.)ЗАПРОСИТЬ ПОДРОБНЫЕ
КАТАЛОГИ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
МАТЕРИАЛАМ ВЫ
МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7(812) 642-33-13 +7(812)985-59-64
ЛИБО СКАЧАТЬ С САЙТА:
WWW.DENTSYSTEM.RU

СКАЧАТЬ



ДЕНТРИ α

Компьютерный томограф Dentri α производства Южная Корея, обладающий невероятной четкостью изображения, станет неотъемлемой частью вашей растущей стоматологической клиники. Мощный Dentri α обеспечивает широкое поле зрения (CBCT FOV 16X8 см) и четкое панорамное изображение. Это позволяет отобразить весь зубной ряд за одно сканирование. Кристально чистые алгоритмы визуализации позволяют Dentri α предоставлять изображения исключительного качества для диагностики, планирования имплантации и передачи данных.

Характеристики

Размер зоны захвата: 16см x 8см, FOV

Размер вокселя: минимум 0.1мм

Время сканирования: 24 с (нормальное сканирование),
8 с (сверхбыстрое сканирование)

ДЕНТРИ S

Компьютерный томограф Dentri S производства Южная Корея, обладающий невероятной четкостью изображения, станет неотъемлемой частью вашей растущей стоматологической клиники. Мощный Dentri S обеспечивает широкое поле зрения (CBCT FOV 16X8 см) и четкое панорамное изображение. Это позволяет отобразить весь зубной ряд за одно сканирование. Кристально чистые алгоритмы визуализации позволяют Dentri S предоставлять изображения исключительного качества для диагностики, планирования имплантации и передачи данных. Оснащение томографа цефалостатом позволяет получить задне-переднюю проекцию, латеральную проекцию, детскую латеральную проекцию, обратную проекцию Таунсе, проекцию Ватерса. Врачи-ортодонты будут полностью удовлетворены результатом, получаемым с помощью цефалостата.

Характеристики

Размер зоны захвата: 16см x 8см, FOV

Размер вокселя: минимум 0.1мм

Время сканирования: 24 с (нормальное сканирование),
8 с (сверхбыстрое сканирование)



ДЕНТСИСТЕМ

199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия
Васильевского острова, д. 70
+7 (812) 642-33-13, +7 (812) 985-59-64
stomspb@hotmail.com

350061, г. Краснодар, ул. Игнатова, д. 29
+7 (918) 695-24-11
stom_krd@hotmail.com

www.dentsystem.ru