



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2015 года № ФСР 2008/02206

На медицинское изделие

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, «Линтекс» по ТУ 9398-003-56257679-2006

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Линтекс" (ООО "Линтекс"),
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. К

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Линтекс" (ООО "Линтекс"),
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. К

Место производства медицинского изделия

190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. К

Номер регистрационного досье № РД-6670/3494 от 23.03.2015

Вид медицинского изделия - см. приложение

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9378

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 апреля 2015 года № 2292
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко
М.А. Мурашко
0012021

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2015 года № ФСР 2008/02206

Лист 1

На медицинское изделие

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, «Линтекс» по ТУ 9398-00356257679-2006 в следующих исполнениях:

Нити хирургические нерассасывающиеся:

- «КАПРОН» - нити капроновые (полиамидные), плетеные или крученые, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «ЛАВСАН» - нити лавсановые (полиэфирные), плетеные или крученые, неокрашенные или окрашенные (вид 164200);
- «МОНОФИЛ» - мононити полипропиленовые, неокрашенные или окрашенные (вид 256860);
- «МОНАМИЛ» - мононити поликапроамидные, неокрашенные или окрашенные (вид 226650);
- «КАПРОГЕНТ» - нити капроновые (полиамидные) антимикробные с гентамицином, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «ШЕЛК» - нити шелковые, плетеные или крученые, с покрытием или без покрытия, неокрашенные или окрашенные (вид 108020);
- «ФТОРЭКС» - нити лавсановые (полиэфирные), плетеные или крученые, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 164200);
- «ФТОРЛИН» - нити капроновые (полиамидные), плетеные или крученые, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «УНИФЛЕКС» - мононити поливинилиденфторидные, неокрашенные или окрашенные (вид 301820);

Нити хирургические рассасывающиеся:

- «КЕТГУТ» - простой или хромированный (вид 300850, 300860);
- «ПГА» - нити полигликолидные с покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 170240);
- «ПГА-рапид» - нити полигликолидные с покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 170240);
- «МОНОСОРБ» - мононити полидиоксановые, неокрашенные или окрашенные (вид 147190);
- «УЛЬТРАСОРБ» - мононити быстрорассасывающиеся из сополимера гликолида и капролактона, окрашенные или неокрашенные (вид 170000);

Иглы атравматические прямые и изогнутые:

- колошце - круглое поперечное сечение (вид 325870);
- режущие - трехгранное поперечное сечение (вид 325870);
- таперкат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия (вид 325870).

2
Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0010666



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 ноября 2017 года № ФСР 2008/02206

На медицинское изделие

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, "Линтекс" по ТУ 9398-003-56257679-2006

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Линтекс" (ООО "Линтекс"),
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, лит. К**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Линтекс" (ООО "Линтекс"),
Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6, лит. К**

Место производства медицинского изделия

ООО "Линтекс", Россия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. К

Номер регистрационного досье № РД-19712/52133 от 24.10.2017

Вид медицинского изделия **см.приложение**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **21.20.24.120**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе



приказом Росздравнадзора от 02 ноября 2017 года № 9274
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0036716

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 ноября 2017 года

№ ФСР 2008/02206

Лист 1

На медицинское изделие

Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, "Линтекс" по ТУ 9398-003-56257679-2006:

в следующих исполнениях:

Нити хирургические нерассасывающиеся:

- «КАПРОН» - нити капроновые (полиамидные), плетеные или крученые, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «ЛАВСАН» - нити лавсановые (полиэфирные), плетеные или крученые, неокрашенные или окрашенные (вид 164200);
- «МОНОФИЛ» - монопнити полипропиленовые, неокрашенные или окрашенные (вид 256860);
- «МОНАМИД» - монопнити поликапроамидные, неокрашенные или окрашенные (вид 226650);
- «КАПРОГЕНТ®» - нити капроновые (полиамидные) антимикробные с гентамицином, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «ШЕЛК» - нити шелковые, плетеные или крученые, с покрытием или без покрытия, неокрашенные или окрашенные (вид 334150);
- «ФТОРЭКС®» - нити лавсановые (полиэфирные), плетеные или крученые, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 164200);
- «ФТОРЛИН» - нити капроновые (полиамидные), плетеные или крученые, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 226690);
- «УНИФЛЕКС» - монопнити поливинилиденфторидные, неокрашенные или окрашенные (вид 301820).

Нити хирургические рассасывающиеся:

- «КЕТГУТ» - простой или хромированный (вид 300860, 300850);
- «ПГА» - нити полигликолидные с покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 334170);
- «ПГА-рапид» - нити полигликолидные с покрытием, неокрашенные или окрашенные (вид 334170);
- «МОНОСОРБ» - монопнити полидиоксаноновые, неокрашенные или окрашенные (вид 147190);
- «УЛЬТРАСОРБ» - монопнити быстрорассасывающиеся из сополимера гликолида и капролактона, окрашенные или неокрашенные (вид 170000).

Иглы атравматические прямые и изогнутые (вид 325870):

колошце - круглое поперечное сечение;

режущие - трехгранное поперечное сечение;

таперкат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0040549